

**Rýchly test na kvalitatívnu detekciu kotinínu (metabolitu nikotínu) v ľudskom moči.
In vitro diagnostikum výhradne na profesionálne použitie.****ODPORÚČANÉ POUŽITIE**

DrugControl COT Test je rýchly imunochromatografický test na detekciu kotinínu (metabolitu nikotínu) v ľudskom moči s cut-off koncentráciou 100 ng/mL. V tabuľke sú uvedené zlúčeniny, ktoré dávajú pozitívny výsledok s DrugControl COT Testom po 5 minútach.

TEST	KALIBRÁTOR / príbuzné zlúčeniny	CUT-OFF medzná hodnota [ng / mL]
COT	(-)Kotinín	100
100	(-)Nikotín	2 500

Tento test poskytuje len kvalitatívny predbežný analytickej výsledok. Aby sa získal potvrdený analytickej výsledok, musí sa použiť špecifickejšia alternatívna chemická metóda. Plynová chromatografia / hmotnosťná spektrometria (GC / MS) je preferovanou konfirmačnou metódou. Klinická úvaha a odborný úsudok by sa mali aplikovať na akýkoľvek výsledok testu zneužívania drog, najmä ak sa jedná o prebežné pozitívne výsledky. Test na monitoring terapeutických výsledkov.

SÚHRN

Kotinín je prvý stupeň metabolismu nikotínu, toxickejho alkaloidu, ktorý u ľudu stimuluje autonómne ganglie a centrálny nervový systém. Nikotín je droga, ktoréj je vystavený prakticky každý človek spoločnosti, v ktorej sa fajčí tabak, a to priamo, alebo sekundárne, vďačnosťou. Okrem tabaku je nikotín obsiahnutý v komerčne dostupných produktoch, ktoré slúžia ako aktívna zložka pri liečbe závislosti od fajčenia, ako je nikotínová žuvačka, transdermálne náplasti a nosové spreje.

V 24-hodinovom zbieranom moči sa približne 5% dávky nikotínu využíva ako nezmenená droga, 10% ako kotinín a 35% ako hydroxykotinín; predpokladá sa, že koncentrácia iných metabolítov predstavujú menej ako 5%.¹ Kotinín je považovaný za neaktívny metabolit, jeho eliminačný profil je stabilnejší ako u nikotínu, pretože nikotín je do značnej miery závislý od pH moču. V dôsledku toho sa kotinín považuje za dobrý biologický marker na určenie užívania nikotínu. Plazmatický polčas nikotínu je približne 60 minút po inhalácii, alebo parenterálnom podaní.² Nikotín a kotinín sa rýchlo využívajú obličkami; predpokladané detektívne okno pre kotinín v moči s cut-off koncentráciou 100ng/mL je 2-3 dni po užíti nikotínu.

PRINCÍP TESTU

DrugControl COT Test je imunologický test založený na princípe kompetitívnej väzby. Drogy, ktoré môžu byť prítomné vo vzorke moču, súťažia s konjugátom droga-proteín o väzobové miesta na protílátke.

Počas testovania vzorka moču vzlína membránou pôsobením kapilárnych sôr. Ak je koncentrácia kotinínu vo vzorke pod úrovňou 100 ng / mL, kotinín neobsadí väzobové miesta na časticach potiahnutých protílátkami, ktoré sú v testovacej zóne (T). Protílátky, ktoré sú na časticach sa potom zachytia na konjugáte droga-proteín za vzniku farebnnej linky v testovacej zóne (T). Farebná linka sa nevytvorí v testovacej zóne (T), ak je koncentrácia drogy vyššia ako 100ng/mL, pretože dôjde k nasýteniu všetkých väzobových miest na protílátke. Vzorka moču pozitívna na drogu nevytvára farebnú čiaru v testovacej zóne kvôli drogovej kompetícii, zatiaľ čo vzorka moču negatívna na drogu, alebo vzorka obsahujúca koncentráciu drogy nižšiu ako cut-off, vytvorí farebnú čiaru v testovacej zóne testu.

V kontrolnej zóne testu C sa vždy objaví farebnú čiaru. Táto slúži ako procedurálna kontrola, ktorá potvrdzuje, že bol pridaný správny objem vzorky a došlo k vzlínaniu vzorky membránou.

REAGENCIE

Test obsahuje myšiu monoklonálnu protílátku proti kotinínu naviazanú na časticach a konjugát kotinín-proteín, imobilizovaný v testovacej zóne (T). Kontrolný systém obsahuje koziu protílátku.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- In vitro diagnostikum výhradne na profesionálne použitie.
- Nepoužívajte po uplynutí doby expirácie.
- Kazetu nechajte v uzavorenom obale až do doby použitia.
- V prípade, že bol ochranný obal poškodený, test nepoužívajte.
- Neznečistite nitrocelulózovú membránu vzorkami moču.
- Pred použitím si dôkladne prečítajte návod.
- So všetkými vzorkami zaobchádzajte ako by obsahovali infekčné látky. Dodržujte stanovené opatrenia proti mikrobiologickým rizikám v priebehu celého procesu a dodržujte štandardné postupy na správnu likvidáciu vzoriek.
- Teplota a vlhkosť môže nepriaznivo ovplyvniť výsledok testu.
- Použitý testovací materiál zlikvidujte podľa platných štátnych a lokálnych predpisov.
- Test nie je možné používať opakovane.
- Aby sa zabránilo kontaminácii vzoriek moču, použite pre každú vzorku novú odberovú nádobku.
- Nejedzte, nepite a nefajčite počas spracovávania vzorky a v priebehu testovania.

SKLADOVANIE A STABILITA

Testovacie kazety je možné uchovávať pri izbovej teplote, prípadne v chladničke (2-30°C). Test je stabilný do doby expirácie uvedenej na obale. Test musí zostať v uzavorenom obale až do doby jeho použitia. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.

- Nemrazíť.
- Nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie.

ODBER A SKLADOVANIE VZRIEK**Príprava moču**

Vzorky moču sa musí odobrať do čistej a suchej nádoby. Na testovanie sa môže použiť moč odobraný kedykoľvek počas dňa. Vzorky moču s viditeľnými časticami by sa mali centrifugovať, filtrovať alebo nechať usadiť, aby sa získala číra vzorka na testovanie.

Skladovanie vzoriek

Vzorky moču sa môžu uchovávať pri teplote 2-8 °C až 48 hodín pred testovaním. Pri dlhodobom skladovaní môžu byť vzorky zmrazené a skladované pri teplote pod -20 °C. Zmrazené vzorky je potrebné pred testovaním rozmraziť a premiešať.

DODANÝ MATERIÁL

- Jednotivo balené testovacie kazety
- Jednorázová pipeta na vzorku (zabalená)
- Príbalový leták


ODPORÚČANÝ (NEDODANÝ) MATERIÁL

- Odberová nádobka
- Časovač/minútky
- Pozitívna a negatívna kontrola

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pred testovaním vytemperujte vzorky, test a/alebo kontroly na izbovú teplotu (15 – 30 °C).
- Obal s testom vytemperujte pred otvorením na izbovú teplotu.
- Vyberte kazetu z uzavretého obalu a použite do 1 hodiny.
- Testovaciu kazetu umiestnite na čistú rovnú podložku.
- Pipetu so vzorkou držte kolmo a aplikujte 3 plné kvapky moču do jamky na vzorku (S), ktorá je na testovacej kazete. Spusťte časovač. Zabráňte vzniku vzduchových bublín v jamke na vzorku (S).
- Výsledok je možné odčítať už po 5 minútach.** Je dôležité, aby pozadie bolo čisté pred prečítaním výsledku. Po 10. minúte už výsledok neodčítajte.

INTERPREÁCIA VÝSLEDKOV



Pozitívny: V kontrolnej zóne testu (C) sa objaví jedna farebná linka. V testovacej zóne testu (T) sa neobjaví žiadna linka. Tento pozitívny výsledok testu indikuje, že koncentrácia COT je nad detektovateľnou hranicou testu cut-off (látky a cut-off koncentrácie vidieť tabuľka na strane 1).

Negatívny:* Objavia sa dve linky. Jedna farebná linka by mala byť v kontrolnej zóne testu (C), a druhá viditeľná farebná linka by mala byť v testovacej zóne testu (T). Tento negatívny výsledok indikuje, že koncentrácia COT je pod detektovateľnou hranicou testu cut-off.

Neplatný: Neobjavila sa kontrolná linka. V prípade, že chýba kontrolná linka, došlo k nejakej chybe. Test nehodnotiťe. Bud' sa aplikovalo málo vzorky, alebo došlo k inej chybe pri práci s testom. Zopakujte test s novou kazetou. V prípade, že problém pretrváva, kontaktujte, prosím, distribútoru.

***Poznámka:** Odtieň červenej farby linky T môže byť rôzny, ale každé i veľmi slabé sfarbenie v tejto oblasti znamená negatívny výsledok.

KONTROLA KVALITY

Interná kontrola funkcie testu je daná systémom kontrolnej linky C. Tá potvrzuje dostatočný objem vzorky a správny postup vykonania testu. Kontrolné štandardy nie sú súčasťou dodávky. Aj napriek tomu sa podľa SLP (správna laboratórna prax) odporúča kontrola testu s pozitívnymi a negatívnymi kontrolami za účelom potvrdenia postupu testovania a overenia funkčnosti vlastného testu.

OBMEDZENIA – LIMITY TESTU

- DrugControl COT Test** dáva iba kvalitatívny orientačný analytický výsledok. Aby sa získal potvrdený výsledok, musí sa použiť sekundárna analytická metóda. Plynová chromatografia / hmotnosťná spektrometria (GC / MS) je preferovanou konfirmačnou metódou.^{1,2}
- Niekteré látky pridané do vzorky moču môžu ovplyvniť výsledok testu bez ohľadu na použitú analytickú metódu (bielidlá, kamenec). V prípade, že je podezrenie na falšovanie vzorky, test zopakujte znova s novou vzorkou.
- Pozitívny výsledok indikuje prítomnosť drogy, alebo jej metabolitov, ale neuvádzajúca úroveň intoxikácie, spôsob podania, ani koncentráciu v moči.
- Negatívny výsledok nemusí nutne znamenať moč negatívnu na drogy. Negatívne výsledky sa môžu získať, ak je droga prítomná pod medznou hodnotou testu.
- Je možné, že technické, alebo procedurálne chyby, ako aj iné interferujúce látky v moči, môžu spôsobiť chybné výsledky.
- Tento test nerozlišuje medzi užívaním návykových látok a niektorých liekov.
- DrugControl COT Test** je určený výhradne na vzorky ľudských močov.

OČAKÁVANÉ HODNOTY

Negatívny výsledok testu znamená, že koncentrácia kotinínu je pod detektovateľnou hladinou 100 ng/mL. Pozitívny výsledok znamená, že koncentrácia kotinínu je vyššia ako 100 ng/mL. **DrugControl COT Test** má citlosť 100 ng/mL.

VLASTNOSTI METÓDY

Presnosť

Porovnanie v sérii bolo vykonané s použitím **DrugControl COT Testu** a GC / MS. Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

DrugControl COT Test	COT	GC/MS		Celk.výsledky
	Pozitívne	Negatívne		
Pozitívne	93	3	96	
Negatívne	2	152	154	
Celk.výsledky	95	155	250	
% zhoda	97,9%	98,1%	98,0%	

Analytická senzitivita

V zmesnom moči bez drog bol rozpustený kotinín na nasledujúce koncentrácie: 0 ng/mL, 50 ng/mL, 75 ng/mL, 100 ng/mL, 125 ng/mL, 150 ng/mL a 300 ng/mL. Výsledky ukazujú >99% presnosť pri koncentráciách 50% nad a 50% pod cut-off. Údaje sú zhnuté v nasledujúcej tabuľke:

COT koncentrácia (ng/mL)	% Cut-off	n	Vizuálny výsledok	
			Negatívny	Pozitívny
0	0	30	30	0
50	-50%	30	30	0
75	-25%	30	27	3
100	Cut-off	30	14	16
125	+25%	30	4	26
150	+50%	30	0	30
300	300%	30	0	30

Preciznosť

Za účelom potvrdenia preciznosti stanovení v sérii, medzi sériami a medzi obsluhou, bolo laikmi vykonané testovanie v troch nemocniach za použitia troch rôznych šarží testov. Každému pracovisku bol poskytnutý identický panel kódovaných vzoriek, ktorý podľa GC/MS obsahoval kotinín v koncentrácií 0%, 25% nad a pod cut-off a 50% nad a pod cut-off. Cut-off testu je 100 ng/mL. Výsledky sú uvedené v tabuľke:

COT koncentrácia (ng/mL)	n v sérii	Prac. A		Prac. B		Prac. C	
		-	+	-	+	-	+
0	10	10	0	10	0	10	0
50	10	10	0	10	0	10	0
75	10	9	1	9	1	9	1
125	10	1	9	1	9	1	9
150	10	0	10	0	10	0	10

Efekt špecifickej hmotnosti moču

Pätnásť (15) vzoriek močov s normálnou, vysokou a nízkou špec. hmotnosťou bolo použitých na rozpustenie drogy. Koncentrácie drogy vo vzorke boli 50ng/mL a 150ng/mL. Všetkých pätnásť vzoriek s drohou bolo testovaných **DrugControl COT Testom** duplicitne. Rovnakým spôsobom boli testované aj vzorky bez drogy. Výsledky potvrdili, že rozdiely v špecifickej hmotnosti moču nemali vplyv na výsledky testu.

Efekt pH moču

Alikvotné podielu zmesného moču boli upravené na pH v rozmedzí 5 až 9 po 1 pH a použité na rozpustenie drogy. Koncentrácie drogy vo vzorke boli 50ng/mL a 150 ng/mL. Vzorky boli duplicitne otestované **DrugControl COT Testom**. Výsledky potvrdili, že zmeny pH v rozmedzí 5-9 neinterferovali s výsledkami testu.

SKRÍŽENÁ REAKTIVITA

Za účelom zistenia možnej skríženej reaktivity s nižšie uvedenými zlúčeninami bola vykonaná štúdia. Do vzoriek negatívnych na kotinín a do vzoriek pozitívnych na kotinín boli pridané uvedené zlúčeniny. Výsledky stanovení potvrdzujú, že nižšie uvedené zlúčeniny nevykazovali skrížené reakcie pri testovaní s **DrugControl COT Testom** ani pri koncentrácií 100 µg/mL.

Zlúčeniny nevykazujúce skríženú reaktivitu

4-Aacetamidofenol	Cyklobenzaprin	Hydrokodon	Kyselina nalidixová	Prokain
Aceton	Deoxykortikosteron	Hydrokortison	Nalorfín	Promazin
Acetofenetidin	(-) Deoxyefedrin	Hydromorfon	Naloxon	Prometazin
Kyselina acetyl salicylová	R (-) Deprenyl	p-Hydroxyamfetamin	Naltrexon	d,l-Propanolol
N-Acetylprokainamid	Dextrometorfan	Kyselina o-hydroxyhipurová	Metyprylon	d-Propoxyfen
Albumin	Diazepam	p-Hydroxymetamfetamin	Metoprolol	d-Pseudoefedrin
Aminopyrin	Diklofenak		Nimesulid	Chinakrin
Amitriptylin	Dicyklomin	p-Hydroxynorefrerin	Norkodein	Chinidín
Amobarbital	Diflunisal	Hydroxyzin	Morfín sulfát	Chinín
Amoxapin	Digoxin	3-Hydroxytyramin	Kyselina α-naftalenovotá	Ranitidin
Amoxicillin	4-Dimethylamino-antipyrin	Ibuprofen	Noretindron	Riboflavin
I-Amfetamin	Difenhydramin	Imipramin	Normorfín	Kyselina salicylová
Ampicillin	Disopyramid	Iproniazid	d-Norpropoxyfen	Sekobarbital
Apomorfine	Doxylamin	(-)Isoproterenol	Noskapin	Serotonin
Kyselina l-askorbová	Ecgonin	Isoxuprin	d,l-Oktopamin	(5-hydroxytryptamin)
Aspartam	Ecgonin metylester	Kanamycin	Orfenadrin	Chlorid sodný
Atropin	EDDP	Ketamine	Kyselina oxalová	Sulfametazin
Kyselina benzilová	Efavirenz (Sustiva)	Ketoprofen	Oxazepam	Sulindak
Kyselina benzoová	Efedrin	Labetalol	Kyselina oxolinová	Temazepam
Benzylecgonin	Efedrin	Levorfanol	Oxykodon	Tetracyklín
Benzfetamine	Efavirenz (Sustiva)	Lidokain	Oxymetazolin	Tetrahydrokortison
Bilirubin	Efedorin	Lindane	Oxymorfon	3-acetat
(±)-Bromfeniramin	(±)-Epinefrin	(hexachlorocyklohexan)	Papaverin	Tetrahydrozolin
Buspiron	(±)-Epinefrin	Litium karbonat	Pemoline	Tebain
Kofein	I-Epinefrin	Loperamid	Penicillin-G	Teofyllin
Kanabidiol	Erytromycin	Maprotilin	Pentazocin	Tiamin
Kanabinol	β-Estradiol	Meperidin	Pentobarbital	Tioridazin
Chloral hydrát	Estron-3-sulfat	Mefentermin	Perfenazin	(chlorpromazin)
Chloramfenikol	Etanol (Etylalkohol)	Meprobamat	Fencyklidin	I-Tyroxin
Chlordiazepoxid	Etyl-p-aminobenzoat	Metadon	Fenelzin	Tolbutamid

Chlorochín	Etodolak	d-Metamfetamin	Feniramin	cis-Tramadol
Chlorotiazid	Fampprofazon	I-Metamfetamin	Fenobarbital	Trazodon
(+)-Chlorfeniramin	Fenfluramin	Metaqualon	Fenotiazin	Triamteren
(±)-Chlorfeniramin	Fenoprofen	Metoxyfenamin	Fentermin	Trifluoperazin
Chlormazin	Fentanyl	(-) 3,4-Metylenedioxy-	trans-2-Fenyl	Trimetobenzamid
Chlorprothixen	Fluoxetin	amfetamin (MDA)	cyklopropylamin	Trimetoprim
Cholesterol	Furosemid	(+) 3,4 Metylenedioxy-	I-Fenylefrin	Trimipramin
Cimetidin	Kyselina gentisová	metamfetamin	β-Fenyletylamin	Tryptamin
Klonipramin	d (+) Glukóza	(MDMA)	Fenylpropanolamin	d,l-Tryptofan
Klonidin	Guaiakol glyceryl eter	Metylfenidat	(d,l-norefedrin)	Tyramin
Kokain	karbamat	Metyprylon	(±) Fenylpropanolamin	d,l-Tyrosin
Kodein	Hemoglobin	Metaqualon	Prednisolon	Kyselina močová
Kortison	Hydralazin	Metoprolol	Prednison	Verapamil
Kreatinin	Hydrochlorotiazid	Morfine sulfat	5β-Pregnane-3α, 17α,	Zomepirac
Cyklobarbital		Morfin-	21-triol	
		3-β-D-glukuronid		

OBMEDZENIE

Nie je možné skontrolovať všetky látky (okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe testu), na skriženú reaktivitu, alebo iné vplyvy, ktoré by mohli pozmeniť výsledky testu. V prípade, že pacient užíva "cocktail" z niekoľkých rôznych drog, alebo liekov, nemožno vylúčiť, že nereproduktoveľné skrižené reakcie môžu viesť k falošným výsledkom testu.

BIBLIOGRAFIA

- Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 6th Edition Biomedical Publications, Foster City, CA. 2002; 744-747
- Hardman JG, Limbird LE, Goodman and Gilman's: The Pharmacological Basis for Therapeutics. 10th Edition. McGraw Hill Medical Publishing, 2001; 208-209.

	Výrobca		Balenie obsahuje "n" testov
	In vitro diagnostikum		Šarža
	Jednorazové použitie		Expirácia
	Čítajte inštrukcie o použití		Skladujte pri teplote
	Chráňte pred priamym slnečným svetlom		Objednávacie číslo
	Uchovávajte v suchu		

Tento návod na použitie je v súlade s najnovšími technológiami/revíziami. Zmena vyhradená bez predchádzajúceho upozornenia!



March 2016_AL_AJS
Slovenský preklad 09/2018/VE

Výrobca

ulti med Products (Deutschland)
GmbH Reeshoop 1 •
22926 Ahrensburg • Germany
Telefon: +49-4102 – 80090
Fax: +49-4102 – 50082
e-mail: info@ultimed.de

Distribútor v EU

ulti med Products
(Belgium) BVBA
Honzebroekstraat 137
8800 Roeselare
Phone : +32 +51 200 425
Fax : +32 +51 200 449
e-mail : belgium@ultimed.org

Distribútor pre ČR

JK Trading s.r.o.
Křivatcová 421/5
155 21 Praha
tel.: +420 257 220 760
fax : +420 257 220 771
e-mail : praha@jktrading.cz

Distribútor pre SK

JK Trading s.r.o.
Dlhá 43
900 31 Stupava
tel.: +421 264 774 620
fax : +421 264 774 593
e-mail : jk-trading@jk-trading.sk