


Kód 11805 1 x 50 ml	Kód 11505 1 x 200 ml	Kód 11506 1 x 500 ml	Kód 11539 1 x 1 L	 CHOLESTEROL  CHOLESTEROL Cholesterol oxidáza/peroxidáza
SKLADOVAT PŘI 2–8 °C				
Reagencie pro stanovení koncentrace cholesterolu. Pouze pro <i>in vitro</i> diagnostiku v klinických laboratořích.				

PRINCIP METODY

Volný a esterifikovaný cholesterol ve vzorku způsobuje vznik (prostřednictvím následujících reakcí popsaných níže) barevného komplexu, který lze měřit spektrofotometricky^{1,2}.



OBSAH

	KÓD 11805	KÓD 11505	KÓD 11506	KÓD 11539
A. Reagencie	1 x 50 mL	1 x 200 mL	1 x 500 mL	1 x 1 L
S. Standard	1 x 5 mL	1 x 5 mL	1 x 5 mL	1 x 5 mL

SLOŽENÍ

- A. Reagent. Pipes 35 mmol/L, cholát sodný 0,5 mmol/L, fenol 28 mmol/L, cholesterol esteráza > 0,2 U/mL, cholesterol oxidáza > 0,1 U/mL, peroxidáza > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7,0.
- S. Cholesterol Standard. Cholesterol 200 mg/dL (5,18 mmol/L). Primární vodný standard.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při 2-8 °C.
Reagencie a standard jsou stabilní do data expirace uvedeného na štítku, pokud jsou skladovány těsně uzavřené a pokud je během jejich použití zabráněno jejich kontaminaci.
Známky zhoršení kvality:

- Reagencie: přítomnost částic, zákal, absorbance blanku nad 0,200 při 500 nm (1 cm kyveta).
- Standard: přítomnost částic, zákal.

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ

Reagencie a standard (S) je připraven k přímému použití.

DOPLŇUJÍCÍ VYBAVENÍ

- Termostatická vodní lázeň 37 °C
- Analyzátor, spektrofotometr nebo fotometr s filtrem 500 ± 20 nm.

VZORKY

Sérum nebo plazma odebraná standardním způsobem.
Cholesterol je stabilní po dobu 7 dnů při teplotě 2-8 °C. Jako antikoagulant lze použít heparin, EDTA, oxalát a fluorid.

POSTUP

1. Vytemperujte pracovní reagenty na pokojovou teplotu.
2. Pipetujte do označených zkumavek: (Poznámka 1)

	Blank	Standard	Vzorek
Cholesterol Standard (S)	-	10 µL	-
Vzorek	-	-	10 µL
Reagencie (A)	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL

3. Důkladně promíchejte a zkumavky inkubujte 10 minut při pokojové teplotě (16-25 °C) nebo 5 minut při 37 °C.

4. Změřte absorbanci (A) standardu a vzorku při 500 nm proti blanku. Zbarvení je stabilní nejméně 2 hodiny.

VÝPOČET

Koncentrace cholesterolu ve vzorku se vypočítá pomocí následujícího obecného vzorce:

$$\frac{A_{\text{vzorku}}}{A_{\text{standardu}}} \times C_{\text{standardu}} = C_{\text{vzorku}}$$

Jestliže byl použit ke kalibraci standard cholesterolu (Poznámka 2):

$\frac{A_{\text{vzorku}}}{A_{\text{standardu}}}$	$\times 200 = \text{mg/dL cholesterolu}$
	$\times 5,18 = \text{mmol/L cholesterolu}$

REFERENČNÍ HODNOTY

Následující jednotné mezní cut-off hodnoty byly stanoveny podle US National Cholesterol Education programu a byly rovněž přijaty v mnoha dalších zemích pro hodnocení rizika onemocnění koronárních tepen³.

Do 200 mg/dL = 5,2 mmol/L	žádoucí
200-239 mg/dL = 5,2-6,21 mmol/L	hraničně vysoká
> 240 mg/dL => 6,24 mmol/L	vysoká

KONTROLA KVALITY

Pro ověření správnosti měření se doporučuje použít biochemické kontrolní sérum hladiny I (kód. 18005, 18009 a 18043) a hladiny II (kód 18007, 18010 a 18043) k ověření provedení kolorimetrie s cholesterolovou reagentem.

Každá laboratoř by si měla stanovit svojí vlastní vnitřní kontrolu kvality a postupy pro nápravné jednání, jestliže kontroly nejsou v tolerančním rozpětí.

METROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Detekční limit: 0,3 mg/dL = 0,008 mmol/L
- Limit linearity: 1000 mg/dL = 26 mmol/L. Pro vyšší hodnoty naředte vzorek 1/2 destilovanou vodou a opakujte měření.
- Opakovatelnost (within run):

Průměrná koncentrace	CV	n
121 mg/dL = 3,13 mmol/L	1,1 %	20
257 mg/dL = 6,66 mmol/L	0,9 %	20

- Reprodukovatelnost (run to run):

Průměrná koncentrace	CV	n
121 mg/dL = 3,13 mmol/L	1,9 %	25
257 mg/dL = 6,66 mmol/L	1,0 %	25

- Pravdivost: Výsledky získané tímto reagentem nevykazovaly systematické rozdíly při porovnání s referenčními reagenty. (Poznámka 2). Podrobnosti o porovnávací zkoušce jsou k dispozici na vyžádání.
- Interference: Hemolýza (hemoglobin do 500 mg/dL), bilirubin (do 10 mg/dL) a lipémie (triglyceridy do 1000 mg/dL) neinterferují. Kyselina askorbová (do 6,25 mg/dL) neinterferuje. Jiné léky a látky mohou interferovat⁴.

CHOLESTEROL

CHOLESTEROL

Cholesterol oxidáza/peroxidáza

DIAGNOSTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Klinická diagnóza by však neměla být uzavřena jen na základě tohoto výsledku, ale měly by být propojeny klinické a laboratorní výsledky.

1. Tyto reagentie mohou být použity v různých automatických analyzátořech. Konkrétní pokyny pro aplikaci k mnoha z nich jsou k dispozici na vyžádání.
2. Kalibrace s dodaným vodným standardem může způsobit zkreslení související s maticí, zvláště u některých analyzátorů. V těchto případech je doporučeno kalibrovat pomocí sérového standardu (biochemický kalibrátor kód 18011 a 18044).

1. Allain CC, Poon LS, Chan CSG, Richmond W and Fu PC. Enzymatic determination of total serum cholesterol. *Clin Chem* 1974; 20: 470-475.
2. Meatiattini F, Prencipe L, Bardelli F, Giannini G and Tarli P. The 4-hydroxybenzoate/4-aminophenazone chromogenic system used in the enzymic determination of serum cholesterol. *Clin Chem* 1978; 24: 2161-2165.
3. National Cholesterol Education Program Expert Panel. Third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (ATP III). NIH Publication. Bethesda: National Heart, Lung, and Blood Institute; 2001.
4. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
5. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.
6. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press. 2001.

Překlad revidován k datu: 31.3.2025
Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme
překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem
porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí.
Originální návod, LOT certifikát a bezpečnostní listy jsou k dispozici
na internetové adrese: <https://einfo.bio> a na: www.iktrading.cz

ČR: JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5,
tel.: +420 257 220 760, praha@jktrading.cz
SK: JK-Trading spol.s.r.o., Dlhá 43, 900 31 Stupava,
tel.: + 421 264 774 591, jk-trading@jk-trading.sk

ČR: Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK,
tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

SK: Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05,
Limbová 5. tel.: +421 254 774 166