



BioSystems
REAGENTS & INSTRUMENTS

SMART RANDOM ACCESS ANALYZÁTOR

BA 400
LED TECHNOLOGY

CE



- Výkon 400 testů / hod (klinická chemie a turbidimetrie)
- Optické systémy založené na technologii LED zajišťují dlouhou životnost a lepší citlivost
- Fotometrický rozsah až do hodnoty 3,5 Abs a vnitřní rozlišení 0,0001 Abs
- Kapacita až 135 vzorků (90 vzorků s čárovým kódem)
- 88 pozic na chlazené systémové reagenty (5-8 ° C) o objemu 20 a 60 ml
- Libovolné pozice pro vzorky, kontrolu, kalibrátor a STAT
- Čtečky barkódů pro vzorek a činidla
- ISE modul, Na, K, Cl, Li (volitelné)



CE



reddot award 2014
winner

Kód 83400

Podívejte se na ilustrační video :

<https://vimeo.com/94020021>



Objednávky :
JK-Trading s.r.o,
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte **obchodní zástupce:**

Čechy : Ing. Kryl: 777 929 604
Ing Ernestová : 777 477 308
Morava : Ing. Žurová: 777 929 623