


**ulti
med**

**GECKO
PHARMA**

Belgicko-německý výrobce

**a
společnost JK-Trading, spol.s r.o.,
dovozce IVD a vakcín v ČR Vám
představuje:**

Nabídka platná od ledna 2012



**Kvalitativní, orientační point of care testy pro
stanovení zvýšených hladin kardio markerů z plné krve
bez nutnosti dalšího laboratorního vybavení.**

Troponin I - card objednáací číslo 4D098 - rychlý test pro kvalitativní detekci troponinu I z plné krve, séra, plazmy. Troponin I se po akutním poškození myokardu vyplavuje do krve během 4-6 hodin. Jeho koncentrace vzrůstá podobně jako u CK-MB, ale pokles je pozvolnější, během 6-10 dnů, což umožňuje delší dobu detekce kardiálního poškození. Výsledek je znám za 10-15 minut. **Srovnání bylo výrobcem provedeno s kvantitativní metodou Access AccuTnITM Beckman Coulter. Studie součástí pracovního návodu.**

Hodnota cut-off = 0,5 ng/ml. Balení obsahuje 20 ks.

Cena včetně 14% DPH: 1.341,-Kč/ balení, t.j. 67,- Kč/test.

Myoglobin - card objednáací číslo 004A301 - rychlý test pro kvalitativní detekci cytoplazmatického proteinu z plné krve, séra, plazmy. Myoglobin se po akutním poškození myokardu vyplavuje do krve během 0,5-2 hodin. Maximální hladina dosahuje mezi 9-12 hodinou a klesá zpět na základní koncentraci po 24 až 36 hodinách. Rychlý vzestup jej předurčuje jako vhodný marker pro první záchyt infarktu myokardu, ale protože je obsažen i v kosterním svalstvu, je to marker nespecifický. Test poskytuje výsledek za 10 minut. V porovnání s Elisa testy vykazuje tento test **100% senzitivitu a 97,7% specifitu. Správnost testu je ve srovnání s Elisa testem 98%.**

Hodnota cut-off = 50ng/ml. Balení obsahuje 20 ks.

Cena včetně 10% DPH: 983-Kč/ balení, t.j. 49,- Kč/test.

D-dimer - objednáací číslo 004A510 - rychlý test pro kvalitativní detekci fibrin degradačního produktu z plné krve a plazmy. D-dimer je zvýšený u roztroušené intramuskulární koagulace, hluboké venózní trombóze a pulmonální embolii. Výsledek je znám mezi 8-10 minutou. V porovnání s Dade Behring stratus CS-DDMR test vykazuje **97% senzitivitu a 92% specifitu.**

Hodnota cut-off = 300 ng/ml.(V porovnání s Dade Behring). Balení obsahuje 20 ks.

Cena včetně 10% DPH: 1.826,-Kč/ balení, t.j. 91,- Kč/test.

Další širokou nabídku rychlých testů nejen do ordinací, včetně návodů, najdete na:

<http://www.jktrading.cz> / Laboratorní diagnostika / Rychlé testy..

Testy jsou dodávány více jak s roční expirací



Objednávky vyřizuje:
JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín,
tel.: 257 220 760, fax: 257 220 772,
email: paha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:
Východní a Střední Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
Západní, Severní a Jižní Čechy - Ing. Jedličková: 777 929 603
Morava – Ing. Žurová: 777 929 623