

FOB: Test na okultní krvácení kat.č 008A210

Výrobce Ultimed


stručný návod pro pacienty – odběr vzorku

OBSAH LAHVIČKY NEVYLÉVEJTE !!

ODEBRÁNÍ VZORKU: Postupujte podle bodů 1 až 4.

Test se doporučuje opakovat třikrát – vzorek se odebere do 3 samostatných zkumavek ve 3 po sobě jdoucích dnech (nebo ze 3 následujících stolic, jsou-li v delším časovém odstupu).

- 1- Pro zachycení stolice použijte papír se samolepkami, který upevníte do záchodové mísy (nejlépe pod prkénko)
- 2- Odšroubujte plochý **bílý** uzávěr (A) a spirálou na tyčince odeberte vzorek porce stolice podle obrázku ze 3 míst stolice. Modrý uzávěr (B) musí zůstat uzavřený, tekutina nesmí vytéct.
- 3- Dejte pozor, abyste nenabrali příliš velké množství stolice.
- 4- Vložte tyčinku zpět do zkumavky a pevně zašroubujte. Třeptejte zkumavkou, až se vzorek stolice rozpustí v tekutině.



UPOZORNĚNÍ


Zkumavku dopravte ke svému lékaři, nebo do laboratoře, kde provedou vlastní test a jeho vyhodnocení.

Distributor: JK-Trading.s.r.o., Za Opravnou 5, 155 00 Praha 5, tel: 257 220 760, email: paha@iktrading.cz.

FOB: Test na okultní krvácení kat.č 008A210

Výrobce Ultimed

stručný návod pro pacienty – zachycení stolice



Rozložte papírové „sedlo“ a odlepte krycí fólii ze samolepek, umístěných na obou koncích.



Zvedněte prkénko a zajištěte papírové „sedlo“ samolepkami na okraj mísy.



Vyměšování stolice proveďte na tento odběrový papír.



Odběr vzorku stolice proveďte podle návodu na předchozí straně. Potom uvolněte samolepky na klozetové míse a papír spláchněte.

FOB: Test na okultní krvácení kat.č 008A210

Výrobce Ultimed


stručný návod pro pacienty – odběr vzorku

OBSAH LAHVIČKY NEVYLÉVEJTE !!

ODEBRÁNÍ VZORKU: Postupujte podle bodů 1 až 4.

Test se doporučuje opakovat třikrát – vzorek se odebere do 3 samostatných zkumavek ve 3 po sobě jdoucích dnech (nebo ze 3 následujících stolic, jsou-li v delším časovém odstupu).

- 1- Pro zachycení stolice použijte papír se samolepkami, který upevníte do záchodové mísy (nejlépe pod prkénko)
- 2- Odšroubujte plochý **bílý** uzávěr (A) a spirálou na tyčince odeberte vzorek porce stolice podle obrázku ze 3 míst stolice. Modrý uzávěr (B) musí zůstat uzavřený, tekutina nesmí vytéct.
- 3- Dejte pozor, abyste nenabrali příliš velké množství stolice.
- 4- Vložte tyčinku zpět do zkumavky a pevně zašroubujte. Třeptejte zkumavkou, až se vzorek stolice rozpustí v tekutině.



UPOZORNĚNÍ


Zkumavku dopravte ke svému lékaři, nebo do laboratoře, kde provedou vlastní test a jeho vyhodnocení.

Distributor: JK-Trading.s.r.o., Za Opravnou 5, 155 00 Praha 5, tel: 257 220 760, email: paha@iktrading.cz.

FOB: Test na okultní krvácení kat.č 008A210

Výrobce Ultimed

stručný návod pro pacienty – zachycení stolice



Rozložte papírové „sedlo“ a odlepte krycí fólii ze samolepek, umístěných na obou koncích.



Zvedněte prkénko a zajištěte papírové „sedlo“ samolepkami na okraj mísy.



Vyměšování stolice proveďte na tento odběrový papír.



Odběr vzorku stolice proveďte podle návodu na předchozí straně. Potom uvolněte samolepky na klozetové míse a papír spláchněte.