

Nabídka platná od září 2011

BioSystems
REAGENTS & INSTRUMENTS

**Společnost
JK-Trading s.r.o.**
Vám nabízí:



Mikroskop pro běžnou a také pro fluorescenční mikroskopii při použití LED diody kat.č. 84 201 s možností rozšíření o kamerovou verzi.



Základní technická specifikace:

- Halogenová lampa 6V, 20W pro běžnou mikroskopii
- LED dioda pro vlnovou délku 470 - 480 nm, životnost 50.000 h
- Objektivy ve zvětšení 10, 20, 40x v ceně + 1 volná pozice, objektivy 4x a 100x lze dokoupit.

Možnosti rozšíření funkcí - info na vyžádání:

- Trinokulárová hlavice BioSystems pro kameru
- 3,1 MPx kamera BioSystems se softwem v ceně 61.560 Kč včetně DPH
- Fotoaparát Olympus zrcadlovka E-520, resp. řady E-400

Bino i trinokulárová verze

Mikroskop lze softwarově propojit s přístrojem na zpracování imunofluorescenčních sklíček a archivovat tak kompletní proces zpracování a odečtu nálezů imunofluorescenčních obrazů v laboratorním informačním systému.

Základní cena bez 20% DPH: 108.750 Kč (130.500 vč. DPH)
(mikroskop+3x objektiv)

Společnost BioSystems má ve své nabídce širokou nabídku diagnostiky pro autoimunitní onemocnění. Její seznam včetně českých pracovních návodů, naleznete na našich webových stránkách: www.jktrading.cz v oddílu Katalog produktů/Imunologie.

Objednávky a případné dotazy směrujte na:

JK-Trading s.r.o
Křivatcová 421/5, 155 21 Praha 5
Tel.: 257 220 760, fax: 257 220 772
email: paha@jktrading.cz