


Nabídka od září 2011 do konce roku 2011

Společnost **JK-Trading s.r.o.**

Vám nabízí:


Přístroj na zpracování imunofluorescenčních sklíček

kat.č. 84 101



Základní technická specifikace:

- Možnost varianty **uzavřený, polouzavřený a otevřený systém**
- Kompletní zpracování vzorků na IF diagnostiku = Ředění, promývání, inkubace.
- Zásobník až na 96 vzorků.
- Zásobník na 8 konjugátů a 8 kontrol
- 96 pozic pro ředění vzorků
- Zpracovává najednou až 16 IF sklíček
- Doba zpracování od 70 min do max.3,5 h
- Český software, jednoduchá obsluha a programování nových testů a profilů stanovení.
- Čtečka barkodů pro vzorky a reagenty
- Kanály lze po dohodě odblokovat i pro IF skla různých výrobců (vč. Euroimun).
- Rentabilita: již od 3.000 testů/rok, což odpovídá 2 IF sklíčkům denně.
- Řešení chybových hlášek přes online protokoly
- Základní kalibrace přístroje – uživatelem.



Přístroj lze softwarově propojit s mikroskopem iMLED a tím lze docílit archivaci kompletního procesu zpracování a odečtu nálezů imunofluorescenčních obrazů v laboratorním informačním systému.

Cena uzavřené verze bez 20% DPH: **220.000 Kč** (240.000 vč. DPH)

Cena polouzavřené verze bez 20% DPH: **250.000 Kč** (300.000 vč. DPH)

Cena plně otevřené verze bez 20% DPH: **280.000 Kč** (336.000 vč. DPH)

V případě nákupu uzavřené, nebo polouzavřené verze lze čerpat výhodnější ceny IF reagentů BioSystems.

Společnost BioSystems má ve své nabídce širokou nabídku diagnostiky pro autoimunitní onemocnění. Její seznam včetně českých pracovních návodů, naleznete na našich webových stránkách: www.jktrading.cz v sekci Katalog produktů/Imunologie.

JK-Trading s.r.o, Křivatcová 421/5, 155 21 Praha 5

Tel.: 257 220 760, fax: 257 220 772

email: paha@jktrading.cz