



Kvalitativní, orientační testy pro ordinace gynekologických lékařů bez nutnosti dalšího laboratorního vybavení. Testy poskytují orientační výsledek do 10 minut. Běžně roční expirace.

Chlamydia test card objednáč číslo 004A170 - rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu *Chlamydia trachomatis* u žen z cervikálního stěru a u mužů ze stěru z močové trubice, nebo z ranní moče. Balení obsahuje 20 ks jednotlivě balených kazet, odběrové tampony se zvýšeným vzlínacím efektem, jednorázové zkumavky a činidla potřebná pro provedení testu. **Charakteristika testu ve srovnání s PCR:**

	Stěr z cervixu	Stěr z uretry	Moč u mužů
Relativní senzitivita	88,5%	78,5%	90,9%
Relativní specifita	96,7%	92,9%	>99%
Správnost	93,7%	88,3%	96,5%

Cena včetně 14% DPH: 1.204,-Kč/ balení, t.j. 60,- Kč/test.

Streptococcus B-card objednáč číslo 4D280 - umožňuje přímou detekci antigenu streptokoku skupiny B ze stěru konečníku, spodní strany vagíny, kůže u novorozenců, nebo narostlých kultur. Balení obsahuje 20 ks jednotlivě balených kazet, odběrové tampony, jednorázové zkumavky a činidla potřebná pro provedení testu. Test pomáhá k diagnostice chorob, způsobených bakteriemi rodu *Streptococcus*. Patogenní streptokoky jsou dávány do souvislosti s infekcemi projevujícími se bolestí v jícnu, impetigo, infekcemi močového traktu, revmatickou horečkou a chorobami ledvin. **Citlivost testu je 1*10⁵ organismů/ml.**

Cena včetně 14% DPH: 983,-Kč/ balení, t.j. 49,- Kč/test.

Gono-test objednáč číslo 014B500 - rychlý pomocný test v diagnostice gonokokové infekce. Testem lze detekovat antigeny Neiserií (*Gonorrhoeae*, *Lactamica*, *Species*, *Meningitidis*) ve vzorcích sekretů z urogenitálního traktu. Balení obsahuje 20 ks jednotlivě balených kazet, odběrové tampony, jednorázové zkumavky a činidla potřebná pro provedení testu. Vysoká senzitivita i specifita. Výsledky nejsou ovlivněny žádným lékem, který je současně užíván. **Citlivost testu je 1*10⁵ organismů/ml.**

Cena včetně 14% DPH: 919,-Kč/ balení, t.j. 46,- Kč/test vč. DPH.

Těhotenský test - hCG objednáč číslo 001C041 - Těhotenský test z moče, séra pro kvalitativní specifické stanovení lidského choriogonadotropinu ke zjištění těhotenství od 7-10 dne. Výsledek do 5 minut. Test lze zakoupit jednotlivě. **Citlivost testu je 0,25 IU/mL.**

Cena včetně 14% DPH: 20,- Kč/test, při odběru nad 50 ks: 18,- Kč/test vč. DPH

Okulní krvácení – FOB objednáč číslo 010A200 Test na principu chromatografické imunoassaye detekuje specifickou reakcí pouze lidský hemoglobin. Před vyšetřením není třeba dodržovat speciální dietu. Souprava obsahuje i zachytávací klozetový papír na stolicí, aby nedocházelo k její kontaminaci s prostředím. Citlivost testu 40 ng/ml. Balení po 20 ks jednotlivě balených testů. Vysoká hygiena práce a jednoduchost stanovení.

Cena včetně 14% DPH: 840,-Kč/ balení, t.j. 42,- Kč/test.

Odběrové tampony pro muže obj. pod názvem. Pro stěry u mužů, balení jednotlivě po 10 kusech, úzké, sterilní nylonové tampony se vzlínacím efektem. **Cena 104,- Kč/10 ks vč. 14% DPH**

Odběrové tampony pro ženy obj. pod názvem. Pro stěry u žen, balení jednotlivě po 10 kusech, silnější, sterilní nylonové tampony se vzlínacím efektem. **Cena 104,- Kč/10 ks vč. 14% DPH**

Dodáváme také očkovací látky pro nepovinná očkování a očkovací látky proti pneumokokům. Kontaktujte: objednavky@jktrading.cz

Návody k testům ke stažení na: <http://www.jktrading.cz> / Laboratorní diagnostika / Rychlé testy...



Objednávky vyřizuje:
JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5,
 155 21 Praha 5-Zličín,
 tel.: 257 220 760, fax: 257 220 772,
 email: paha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:
 Východní a Střední Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
 Západní, Severní a Jižní Čechy - Ing. Jedličková: 777 929 603
 Morava – Ing. Žurová: 777 929 623