

**ASO STANDARD š.005 O  
VYSOKÉM TITRU PROTILÁTEK:**

**520+/- 16,6 IU/ML**

**OVĚŘENÝ SZÚ PRAHA  
S HODNOTOU TITRU  
PROTILÁTEK:**

**640 IU/ml**



**POPIS STANDARDU:** lyofilizát 1 x 0,5 ml, katalogové číslo: 31 194, stabilita po naředění: 1 měsíc při 2-8°C, expirace: 03/2011, cena: 465 Kč včetně 10% DPH.

- **STANDARD BYL OVĚŘEN NRL PRO STREPTOKOKY A ENTEROKOKY PRAHA AKREDITOVANOU STANDARDIZOVANOU SPEKTROFOTOMETRICKOU METODOU, ZJIŠTĚNÝ TITR PROTILÁTEK: 640 IU/ML – KOPII ATESTU ZASÍLÁME NA VYŽÁDÁNÍ.**
- **VHODNÝ PRO STANOVENÍ ASO JEDNOTEK TURBIDIMETRICKY, NEBO NEFELOMETRICKY.**
- **V PŘÍPADĚ ZÁJMU O EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY ASO VAŠEHO PRACOVÍŠTĚ KONTAKTUJTE NRL PRAHA:**

**ING. PETER  
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO AP CEM  
ŠROBÁROVA 48  
100 42 PRAHA 10  
TEL: 267 082 246,, 267 082 250**

**V nabídce také najdete ASO SOUPRAVU, včetně standardu s titrem protilátek cca 250 - 300 IU/ml:**

**Popis metody:** turbidimetrické stanovení na analyzátorech při 37°C a 540 nm, možnost jedno, nebo dvou reagenčního stanovení. Metoda nemá efekt prozory.

**Kalibrace:** jednobodová, pětibodová

**Detekční limit:** 3 IU/ml

**Linearita:** při jednobodové kalibraci: 800 IU/ml, při pětibodové kalibraci: až do 1.000 IU/ml

**Stabilita pracovního roztoku:** až 20 dní při 2-8°C

**Aplikace pro analyzátoři a české návody:** na vyžádání i v elektronické podobě, nebo na [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)

	<b>KÓD 31 923</b> ( 50 ml )	<b>KÓD 31 031</b> ( 400 ml )
Ředící roztok	1 x 40 mL	2 x 160 mL
Latex činidlo	1 x 10 mL	2 x 40 mL
Standard cca 300 IU/ml	1 x 1 mL	2 x 1 mL
Orientační cena vč. 10% DPH	2.046,-Kč	15.962,-Kč

**Pro ověření správnosti měření  
použijte:**

**Revmatoidní kontrolní sérum  
hladiny I (kód. 31213) a hladiny II  
(kód. 31214) o složení parametrů  
ASO, CRP, RF.**



**Akční nabídka: Při objednávce 1 balení ASO kat.č. 31031,  
nebo 3 balení ASO kat.č. 31 923  
získáte ověřený standard ASO kat.č. 31 194 zdarma.**

**JK-Trading spol. s r.o.  
Křivatcová 421/5, 155 21 Praha 5  
tel: 257 220 760  
email: [paha@jktrading.cz](mailto:paha@jktrading.cz)**

**Nabídka roku 2010**

31 3 2010