



*Kvalitativní, orientační testy pro ordinace gynekologických lékařů bez nutnosti dalšího laboratorního vybavení. Testy poskytují orientační výsledek do 10 minut.*

**Chlamydia test card objednáčíslo 004A170** - rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu *Chlamydia trachomatis* u žen z cervikálního stěru a u mužů ze stěru z močové trubice, nebo z ranní moče. Balení obsahuje 20 ks jednotlivě balených kazet, odběrové tampony COPAN, jednorázové zkumavky a činidla potřebná pro provedení testu. **Charakteristika testu ve srovnání s PCR:**

	Stěr z cervixu	Stěr z uretry	Moč u mužů
Relativní senzitivita	88,5%	78,5%	90,9%
Relativní specifita	96,7%	92,9%	>99%
Správnost	93,7%	88,3%	96,5%

**Cena včetně 10% DPH: 1.138,-Kč/ balení, t.j. 57,- Kč/test.**

**Odběrové tampony pro muže obj. pod názvem.** Vhodné pro odběry chlamydia testů, balení po 10 kusech, úzké, sterilní COPAN tampony se vztlínacím efektem v ceně **8,50 Kč/ks vč. 10% DPH**

**Streptococcus B-card objednáčíslo 4D280** - umožňuje přímou detekci antigenu streptokoku skupiny B ze stěru konečníku, spodní strany vagíny, kůže u novorozenců, nebo narostlých kultur. Balení obsahuje 20 ks jednotlivě balených kazet, odběrové tampony, jednorázové zkumavky a činidla potřebná pro provedení testu.

Test pomáhá k diagnostice chorob, způsobených bakteriemi rodu *Streptococcus*. Patogenní streptokoky jsou dávány do souvislosti s infekcemi projevujícími se bolestí v jícnu, impetigo, infekcemi močového traktu, revmatickou horečkou a chorobami ledvin. **Citlivost testu je 50.000 organismů/ml.**

**Cena včetně 10% DPH: 869,-Kč/ balení, t.j. 43,- Kč/test.**

**Těhotenský test - hCG objednáčíslo 001C041** - Těhotenský test z moče, séra pro kvalitativní specifické stanovení lidského choriogonadotropinu ke zjištění těhotenství od 7-10 dne. Výsledek do 5 minut. Test lze zakoupit jednotlivě. **Citlivost testu je 0,25 IU/mL.**

**Cena včetně 10% DPH: 19,- Kč/test,**

**při odběru nad 50 ks cena včetně 10% DPH: 17,- Kč/test.**

**Okulní krvácení – FOB objednáčíslo 010A200** Test na principu chromatografické imunoassaye detekuje specifickou reakci pouze lidský hemoglobin. Před vyšetřením není třeba dodržovat speciální dietu. Souprava obsahuje i zachytávací klozetový papír na stoličce, aby nedocházelo k její kontaminaci s prostředím.

Citlivost testu 40 ng/ml. Balení po 20 ks jednotlivě balených testů. Vysoká hygiena práce a jednoduchost stanovení.

**Cena včetně 10% DPH: 849,-Kč/ balení, t.j. 42,- Kč/test.**

**V nabídce jsou i testy na okulní krvácení v kombinaci Hemoglobin/haptoglobin pro diferenciaci druhu krvácení z gastrointestinálního traktu v ceně 84,-Kč vč. 10% DPH**

**Další nabídku rychlých testů nejen pro gynekologické ordinace a návody najdete na:**

**<http://www.jktrading.cz> / Laboratorní diagnostika / Rychlé testy..**

**Testy jsou dodávány více jak s roční expirací.**

**Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:**

Východní a střední Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604

Západní, severní a jižní Čechy - Ing. Jedličková: 777 929 603

Morava – Ing. Žurová: 777 929 623

**Objednávky vyřizuje:**

**JK-Trading s.r.o.**, Křivatcová 421/5,

155 21 Praha 5-Zličín,

tel.: 257 220 760, fax: 257 220 772,

email: [paha@jktrading.cz](mailto:paha@jktrading.cz)