

belgicko-německý výrobce a
firma **JK-Trading, spol.s r.o., dovozce**
In vitro diagnostik a vakcín v ČR, Vám nabízí:

rychlé, jednoduché, imunochromatografické testy u
kterých není potřeba dalšího vybavení. Testy Vám
poskytnou kvalitativní výsledek do 10 minut.

β -hemolytický streptokok skupiny A Detekce

streptokokového antigenu z výtěru hrdla.

Katalogové objednávací číslo: 014 B055

Senzitivita testu = 97%, specifita testu = 95,5%.

Balení po 20 ks jednotlivě balených testů, vč. odběrového tamponu.

Influenza typu A/B. Skupinová detekce antigenu Influenzy ze stěru
nosních sekretů. Test zachytává mimo běžných subtypů chřipky H5N3, H7N3,
H9N2, H3N2 i prasečí AH1N1 a ptačí antigeny AH5N1 chřipky.

Katalogové objednávací číslo: 4A470

Balení po 10 ks jednotlivě balených testů, vč. odběrového tamponu.

Infekční mononukleosa Detekce heterofilních IgM protilátek z plně
nebo kapilární krve, séra, plazmy.

Katalogové objednávací číslo: 004 A830

Protilátky lze detekovat u 70-80% pacientů již během prvního týdne onemocnění.

Protilátky jsou přítomny u 80-90% případů nemoci IM.

Balení po 20 ks jednotlivě balených testů. Senzitivita testu = 99%, specifita testu = 98,6%

Okultní krvácení - FOB Specifická detekce pouze lidského hemoglobinu ve stolici. Před vyšetřením
není třeba dodržovat speciální dietu. Souprava obsahuje i zachytávací klozetový
papír na stolici, aby nedocházelo k její kontaminaci s prostředím.

Katalogové objednávací číslo: 010 A210

Výsledek do 10-15 minut. Citlivost testu = 40 ng/ml.

Balení po 20 ks jednotlivě balených testů. Vysoká hygiena práce.

Okultní krvácení – Hemoglobin/Haptoglobin Diferenciální diagnostika typu krvácení

z gastrointestinálního traktu. Specifická detekce pouze lidského hemoglobinu
ve stolici. Před vyšetřením není třeba dodržovat speciální dietu. Souprava
obsahuje i zachytávací klozetový papír na stolici, aby nedocházelo k její
kontaminaci s prostředím. Citlivost pro oba testy = 25 ng/ml. Výsledek do 10-15
minut. Katalogové objednávací číslo: 010 A300

Balení po 20 ks jednotlivě balených testů. Vysoká hygiena práce.

Troponin I rychlý test pro kvalitativní detekci specifického kardiomarkery

Troponinu I z plně krve, séra, plazmy. V porovnání s Elisa testy vykazuje tento
test 98,7% senzitivitu a 98,4% specifitu. Správnost testu je ve srovnání s Elisa
testem 98,5%. Hodnota cut-off = 1 ng/ml. Hodnoty pod 0,5 ng/ml nelze tímto
testem stanovit.

Katalogové objednávací číslo: 4D97. Balení po 20 ks jednotlivě balených testů.

Screeningová diagnostika drog - kvalitativní testy z moče nebo ze slin k orientační detekci
zneužívání drog, včetně Nikotinu a alkoholu. Testy lze objednat jednotlivě.

Orientační cena vč. 10% DPH: drogy z moče – 1 droga: od 31,-Kč/test.
drogy z moče – desetiparametr od 313,- Kč/test.
drogy ze slin – od 207,- Kč/test 3 druhů drog

Další nabídku včetně návodů najdete na: <http://www.jktrading.cz> / Katalog produktů.


Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Východní a střední Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604

Západní, severní a jižní Čechy - Ing. Jedličková: 777 929 603

Morava – Ing. Žurová: 777 929 623

Nabídka pro rok 2010



Cena za test:
49,-Kč vč.10% DPH

Cena za test:
90,-Kč vč.10% DPH

Cena za test:
49,-Kč vč.10% DPH

Cena za test:
42,-Kč vč.10% DPH

Cena za test:
84,-Kč vč.10% DPH

Cena za test:
64,-Kč vč.10% DPH

Objednávky vyřizuje:

JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín,
tel.: 257 220 760, fax: 257 220 772,
email: praha@jktrading.cz