




Belgicko-německý výrobce

**a
společnost JK-Trading, spol.s r.o.,
dovozce IVD a vakcín v ČR Vám
představuje:**

Nabídka platná od ledna 2010



**Kvalitativní, orientační point of care testy pro
stanovení zvýšených hladin kardio markerů z plné krve
bez nutnosti dalšího laboratorního vybavení.**

Troponin I - card objednáací číslo 4D97 - rychlý test pro kvalitativní detekci troponinu I z plné krve, séra, plazmy. Troponin I se po akutním poškození myokardu vyplavuje do krve během 4-6 hodin. Jeho koncentrace vzrůstá podobně jako u CK-MB, ale pokles je pozvolnější, během 6-10 dnů, což umožňuje delší dobu detekce kardiálního poškození. Výsledek je znám za 10 minut. V porovnání s Elisa testy vykazuje tento test **98,7% senzitivitu a 98,4% specifitu. Správnost testu je ve srovnání s Elisa testem 98,5%**. Hodnota cut-off = 0,5 ng/ml. Balení obsahuje 20 ks.

Cena včetně 10% DPH: 1.287,-Kč/ balení, t.j. 64,- Kč/test.

Myoglobin - card objednáací číslo 004A301 - rychlý test pro kvalitativní detekci cytoplazmatického proteinu z plné krve, séra, plazmy. Myoglobin se po akutním poškození myokardu vyplavuje do krve během 0,5-2 hodin. Maximální hladina dosahuje mezi 9-12 hodinou a klesá zpět na základní koncentraci po 24 až 36 hodinách. Rychlý vzestup jej předurčuje jako vhodný marker pro první záchyt infarktu myokardu, ale protože je obsažen i v kosterním svalstvu, je to marker nespecifický. Test poskytuje výsledek za 10 minut. V porovnání s Elisa testy vykazuje tento test **100% senzitivitu a 97,7% specifitu. Správnost testu je ve srovnání s Elisa testem 98%**. Hodnota cut-off = 50ng/ml. Balení obsahuje 20 ks.

Cena včetně 10% DPH: 901-Kč/ balení, t.j. 45,- Kč/test.

D-dimer - objednáací číslo 4A510 - rychlý test pro kvalitativní detekci fibrin degradačního produktu z plné krve a plazmy. D-dimer je zvýšený u roztroušené intramuskulární koagulace, hluboké venózní trombóze a pulmonální embolii. Výsledek je znám mezi 8-10 minutou. V porovnání s Dade Behring stratus CS-DDMR test vykazuje **97% senzitivitu a 92% specifitu**. Hodnota cut-off = 300 ng/ml. (V porovnání s Dade Behring). Balení obsahuje 20 ks.

Cena včetně 10% DPH: 1.674,-Kč/ balení, t.j. 84,- Kč/test.

Další širokou nabídku rychlých testů nejen do ordinací, včetně návodů, najdete na:

<http://www.jktrading.cz> / Laboratorní diagnostika / Rychlé testy..

Testy jsou dodávány více jak s roční expirací.

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Východní a střední Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604

Západní, severní a jižní Čechy - Ing. Jedličková: 777 929 603

Morava – Ing. Žůrová: 777 929 623

Objednávky vyřizuje:

JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5,

155 21 Praha 5-Zličín,

tel.: 257 220 760, fax: 257 220 772, email:

praha@jktrading.cz