






## Rychlé screeningové testy na drogy ze slin

Kód	Název	Typ testu	Výrobce	orientační cena* (Kč) /ks	
				bez DPH	včetně DPH
<b>Diagnostika alkoholu ze slin</b>					
008 A 853	Orientační proužky pro detekci alkoholu v hodnotách: 0.5, 0.8, 1.0, 1.2 a 3.0‰				
					
	Enzymatická, barevná detekce alkoholu během 120s		ULTIMED	33	40

### Drogová diagnostika ze slin


**Provedení:** Oddělená odběrová nádobka a testovací kazeta

008 S 300	COC-THC-MET	kazeta	ULTIMED	188	207
008 S 301	COC-THC-AMP	kazeta	ULTIMED	188	207
008 A 600	COC-THC-MET-OPI-AMP-PCP	kazeta	ULTIMED	279	307
008 S 601	COC-THC-MET-OPI-AMP-MTD	kazeta	ULTIMED	279	307



**Provedení:** Odběrová nádobka a testovací kazeta v jedné sadě

8SC 600	COC-THC-MET-OPI-AMP-BZD	zkumavka	GECKO	306	336
8SC 601	COC-THC-MET-OPI-AMP-MTD	zkumavka	GECKO	306	336
8SC 602	COC-OPI-MET-AMP-BZD-MTD	zkumavka	GECKO	306	336
8SC 700	AMP-COC-MET-MTD-OPI-THC-BZD	zkumavka	GECKO	326	358



#### Hodnoty Cut-off

COC...Ultimed...20 ng/ml  
 THC...Ultimed...12ng/ml  
 MET...Ultimed...50ng/ml  
 OPI...Ultimed...40ng/ml  
 AMP...Ultimed...50ng/ml  
 MTD...Ultimed...30ng/ml  
 PCP...Ultimed...10ng/ml

#### Hodnoty Cut-off

COC...Gecko... 20ng/ml  
 THC...Gecko...12ng/ml  
 MET...Gecko...50ng/ml  
 OPI...Gecko...40ng/ml  
 AMP...Gecko...50ng/ml  
 MTD...Gecko...50ng/ml  
 BZD...Gecko...50ng/ml

Vaše dotazy směřujte na tel: 777 929 603  
 Email: jedlickova@jktrading.cz

Objednávky: JK Trading s.r.o.  
 150 00 Praha 5, Za Opravnou 5  
 Tel, fax. : 257 220 760,772  
 Email: praha@jktrading.cz