

**Společnost  
JK-Trading s.r.o.**  
Vám nabízí:



**Mikroskop pro běžnou a také pro fluorescenční mikroskopii při použití LED diody kat.č. 84 201 s možností rozšíření o kamerovou verzi.**



**Základní technická specifikace:**

- Halogenová lampa 6V, 20W pro běžnou mikroskopii
- LED dioda pro vlnovou délku 470 - 480 nm, životnost 50.000 h
- Objektivy ve zvětšení 10, 20, 40x v ceně + 1 volná pozice, objektivy 4x a 100x lze dokoupit.

**Možnosti rozšíření funkcí - info na vyžádání:**

- Trinokulárová hlavice BioSystems pro kameru
- 3,1 MPx kamera BioSystems se softwem v ceně 61.560 Kč včetně DPH
- Fotoaparát Olympus zrcadlovka E-520, resp. řady E-400

**Bino i trinokulárová verze**

**Základní cena bez 20% DPH: 108.750 Kč** (130.500 vč. DPH)  
(mikroskop+3x objektiv)

Od roku 2009 výrobce BioSystems podstatně rozšířil nabídku diagnostiky pro autoimunitní onemocnění. Její seznam včetně českých pracovních návodů, naleznete na našich webových stránkách: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz) v oddílu Katalog produktů/Imunologie.

**Objednávky a případné dotazy směrujte na:**

JK-Trading s.r.o  
Křivatcová 421/5, 155 21 Praha 5  
Tel.: 257 220 760, fax: 257 220 772  
email: [paha@jktrading.cz](mailto:paha@jktrading.cz)