

**CITOSWAB® Collection and Transport Kit
(Odběrová a přepravní sada)**

kat č. 780029

exp. 15.11.21.

Nabídka platná do vyprodání zásob !

CITOSWAB® Collection and Transport kit (odběrová a přepravní sada) poskytuje **bezpečný a pohodlný způsob odběru a přepravy klinických vzorků**. Každá odběrová a přepravní sada obsahuje

- sterilní sáček, ve kterém se nachází tampón pro odběr vzorku,
- přepravní zkumavku s médiem, do které se tampón vloží po odběru vzorku,
- sáček pro biologické materiály, do kterého se vloží přepravní zkumavka za účelem přepravy

Princip

Sada je dostupná s transportním médiem pro viry (VTM) a médiem VTM-N.

Médium VTM se skládá z upraveného Hankova puřového roztoku HEPES s přidavkem bovinního sérového albuminu, želatiny, glukózy, antibiotik, atd. Médium je osmoticky balancované a puřované, aby se zachovala životaschopnost vzorků virů během přepravy.

Médium VTM-N se skládá z puřů Tris-HCl, EDTA a guanidinové soli. Přítomné guanidinové soli působí jako proteinové deformátory a inhibitory nukleázy, díky kterým je virus neaktivní, ale neovlivňují integritu virové nukleové kyseliny.



Získané výsledky do značné míry závisí na správném a odpovídajícím odběru vzorků, stejně jako na včasné přepravě a zpracování v laboratoři.

Sadu směji používat pouze odpovídajícím způsobem vyškolení a kvalifikovaní pracovníci.

Optimální teplota skladování je 5°C až 25°C.

Tento produkt není určen k odběru a přepravě bakteriálních kultur. Opakované zmrazování a rozmrazování vzorků může snížit regeneraci životaschopných organismů.

Zvýhodněná cena :**Cena za balení : 1590,- Kč bez DPH (1924,- Kč s DPH)****Cena za kus : 31,80 Kč bez DPH (38,50 Kč s DPH)**

balení 50 ks

**Objednávky vyřizuje:**

JK-Trading s.r.o, Křivatcová 421/5
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
Ing. Ernestová: 777 477 308
Morava – Ing. Žůrová: 777 929 623

