

NADAL[®] H. pylori Ag Test

Katalogové číslo: 262002


Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku.

test z lidské stolice je rychlý kvalitativní antigenní test, který slouží jako pomůcka při stanovení infekce H. pylori.

Jednoduchý postup, výsledek do 10 minut. **Balení 20 ks**

H. pylori Ag

Rev:05.02.0705a100106



Vizuální vyhodnocení testu :

Pozitivní :



Negativní :



Neplatný :



Výkonnostní charakteristiky testu:

Relativní senzitivita: >99.9% (97.3% - 100.0%)*

Relativní specifita: >99.9% (97.6% - 100.0%)*

Celková shoda : >99.9% (98.7% - 98.8%)*

*95% Interval spolehlivosti



K soupravě lze zakoupit **odběrový papír na stolicí kat.č. 242004,**
Balení 20 ks

Ceny na vyžádání.