



Německý výrobce ulti med a  
český distributor JK-Trading  
nabízí rychlé imunochromatografické testy  
pro ordinace lékařů



## *Helicobacter pylori (HP)*

**Test na detekci protilátky proti HP ve  
vzorku plné krve, séra nebo plazmy**

**obj. číslo 012L400**

Pouze pro profesionální použití.

Tato souprava slouží jako pomoc při stanovení diagnózy infekce H. Pylori.

### **Výkonnostní charakteristika testu :**

Relativní Sensitivita: >96,8% (95CI\* 92,6% - 98,9 %)

Relativní Specificita: >93,0% (95CI\* 88,8 % - 96,0%)

Celková shoda : >94,6% (95CI\* 91,8% - 96,7%)

\*CI – Confidence interval = Interval spolehlivosti

### **Skladování vzorku:**

- Kapilární krev odebraná z prstu je určena k okamžitému testování.
- Plnou krev odebranou ze žíly je možné skladovat po dobu 2 dnů při teplotě 2 - 8° C.
- Sérum a plazmu je možné skladovat při teplotě 2-8 ° C po dobu až 3 dnů.

Používejte pouze čiré, nehemolyzované vzorky.

**Skladování soupravy:** při pokojové teplotě nebo v chladničce (mezi 2-30 °C)

**Doba expirace testu:** až 15 měsíců.

**Balení:** po 20 testech

**Výsledek do 10 minut.**

## **Cena na vyžádání.**

Ucelený sortiment nabízených výrobků včetně návodů najdete na [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)



Objednávky ČR:  
JK-Trading s.r.o.,  
Křivatcová 421/5,  
155 21 Praha 5-Zličín  
tel.: 257 220 760  
email: [praha@jktrading.cz](mailto:praha@jktrading.cz)

Objednávky SK:  
JK-Trading s.r.o.,  
Dlhá 1264/43,  
900 31 Stupava  
tel.: 0907 670 888,0264 776 790  
email: [jk-trading@jk-trading.sk](mailto:jk-trading@jk-trading.sk)

Více informací:  
Ing. Kryl 777 929 604  
Ing. Žurová: 777 929 623  
[www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
[www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)