

**Lepicí páska s indikátorem sterilizace/HV Typ 1****Lepicí páska s indikátorem sterilizace - HV (horkovzdušná sterilizace)**

Lepicí páska slouží k fixaci materiálů vhodných pro horkovzdušnou sterilizaci.

Objednací číslo: CT30

Charakteristika výrobku

Role samolepicí pásky potištěná indikátorovým inkoustem pro horkovzdušnou sterilizaci.

Počáteční barva: modrá

Finální barva: hnědá.

Indikátor Typ 1, použitelný pro teploty 160°C – 180°C

Fyzikální vlastnosti

Páska má speciálně upravený povrch, který umožňuje snadný popis. Silná přilnavost k materiálům vhodným pro horkovzdušnou sterilizaci.

Rozměry: 50 m x 18 mm

Skladování: 10-30 °C, vlhkost 30-80 %.

Doba použitelnosti

Doba expirace 5 let

Balení: 1 ks

Klasifikace dle standardů

ISO 11140-1

Lepicí páska lepicí s indikátorem sterilizace - (HV)

TERRAGENE Ruta Nacional N°9 km 280, (CP2130), Parque Industrial Micropi Alvear, Santa Fe, Argentina

Ceny na vyžádání.

Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.cz

SR: www.jk-trading.sk