




## Biologické indikátory pro monitorování dezinfekčních procesů

Katalogové číslo	Název	Obrázek	Popis výrobku	Balení ks	Výrobce
BI-TEX 15001-10	SIMICON TEX		Test pro validaci a kontrolu procesu čištění a <b>dezinfekce textilií v pračkách</b> prádla. Termický nebo chemo-termický proces čištění. <i>E. faecium</i> CFU:10E7. Splňuje ČSN EN ISO 15883-1.	10 ks	Simicon
BI-DS-11001-E	SIMICON DS		Test pro validaci a kontrolu termické <b>dezinfekce parou</b> při 105C - 5 min. <i>B. atrophaeus</i> . Splňuje normu DIN 58949-4.	50 ks	Simicon
BI-DE-11001-E	SIMICON DE		Test pro validaci a kontrolu termické <b>dezinfekce parou</b> při 75C-20 min, při 105C-1 min. <i>E. faecium</i> . Splňuje normu DIN 58949-4.	50 ks	Simicon
BI-TD-12001-10	SIMICON TD		Test pro validaci a kontrolu <b>termické dezinfekce</b> v MDZ při teplotě 70-95C. <i>E. faecium</i> CFU:10E7. Splňuje ČSN EN ISO 15883-1.	10 ks	Simicon
BI-CTD-13001-10	SIMICON CTD		Test pro validaci a kontrolu <b>chemotermické dezinfekce</b> v MDZ při teplotě 55-70C. <i>E. faecium</i> (ATCC 6057). Splňuje ČSN EN ISO 15883-1.	10 ks	Simicon
SH-21201-E1	Závěs pro TD a CTD		Závěsné zařízení pro SIMICON TD a CTD	1 ks	Simicon