



Samolepicí sterilizační sáčky nylon

Technické údaje:

1. Určeno pro použití v horkovzdušných sterilizátorech pro sterilizační cykly
2. Použitý materiál je nylon, který je průhledný, silný, odolný proti propíchnutí
3. Sáčky výrobní řady NSP se uzavírají pomocí samolepicího proužku.
4. Balení obsahuje 100 kusů sáčků a dále 100 kusů samolepicích etiket s procesovým indikátorem typu 1 dle normy 11140-1.
5. Pro snadné otevření sáčku po sterilizaci jsou po stranách zářezy.
6. K dispozici jsou sáčky v pěti velikostech.
7. Zdravotnický prostředek třídy rizika I dle MDR 2017/745
8. Standardy: ISO 15223-1, ISO 13485, ISO 14971, ISO 20417, ISO 11140, ISO 11607, EN ISO 11607-1, EN 868-2
9. Nepoužívejte opakovaně – k jednorázovému použití

SÁČKY PRO HORKOVZDUŠNOU STERILIZACI			
Katal.č.	Název	Velikost v cm	Ks/bal
NSP-400	Samolepicí sáček nylon	5,10 x 25,40	100
NSP-405	Samolepicí sáček nylon	7,60 x 25,40	100
NSP-410	Samolepicí sáček nylon	10,20 x 25,40	100
NSP-420	Samolepicí sáček nylon	17,80 x 26,70	100
NSP-430	Samolepicí sáček nylon	24,13 x 33,00	100



CROSSTEX
A CANTEL MEDICAL COMPANY

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanover, Germany

CE

SELF-SEAL NYLON POUCHES

Cat. No.	Size	Qty.
NSP-400	2" x 10"	100/bx
NSP-405	3" x 10"	100/bx
NSP-410	4" x 10"	100/bx
NSP-420	7" x 10.5"	100/bx
NSP-430	9.5" x 13"	100/bx


For use in Steam and Dry Heat sterilization processes

Mfd. for: Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road
Rush, New York 14543 USA
Website: www.crosstex.com

REF NSP Rev. A - 10'18

Storage: Controlled room temperature.

All product names are trademarks of Crosstex International, Inc., a Cantel Medical Company, its affiliates or related companies, unless otherwise noted.

 Crosstex International, Inc.
10 Ranick Road, Hauppauge, NY 11788-4209 USA
www.crosstex.com 800.276.7783 631.582.6777

 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.
ČR: www.jktrading.cz
SR: www.jk-trading.sk

Made in USA
NSP-IFU / REV A - 05/2020

Všechny názvy produktů jsou ochrannými známkami společnosti Crosstex International, Inc., a Cantel Medical Company, jejími přidruženými společnostmi nebo spřízněnými společnostmi, pokud není uvedeno jinak. Značky nejsou registrovány ve všech jurisdikcích