

Technický list

steriCLIN®

Kartáče na čištění kanálů VP kód/kvalita: 550_01



1. Popis produktu

Kartáče pro předběžné čištění lékařských nástrojů.

2. Vhodnost sterilizace

Vhodnost pro čištění a sterilizaci je uvedena v tabulce v bodě 6. Další informace lze získat z návodu k opakovanému zpracování.

3. Normativní požadavky

- ISO 13485
- ISO 15223-1

4. Zákonné požadavky

Přístroje jsou určeny speciálně k čištění různých nástrojů před dezinfekcí a sterilizací nebo se používají k ručnímu opakovanému zpracování. Výrobky podporují prevenci onemocnění předčištěním nástrojů. Předběžným čištěním nástrojů se podporuje nebo zachovává jejich lékařská funkce.

Z tohoto důvodu jsou výrobky registrovány jako zdravotnické prostředky třídy I podle přílohy VIII kapitoly 3 pravidla 1 nařízení (EU) 2017/745 a splňují obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle přílohy I nařízení (EU) 2017/745.

Postup posuzování shody se provádí podle čl. 52 odst. 7 nařízení (EU) 2017/745 vydáním EU prohlášení o shodě uvedeného v článku 19 po vypracování technické dokumentace uvedené v přílohách II a III.

Na štítku přepravního kartonu je uvedeno označení CE jako důkaz shody s nařízením.

Naše výrobky navíc splňují následující předpisy a směrnice:

- Nařízení (ES) č. 1907/2006
- Směrnice 2011/65/EU čl. 4 a příloha II
- Směrnice 94/62/ES

Součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu (Cr VI) je nižší než 100 ppm.

5. Látky

Naše pomůcky neobsahují přírodní latex, PVC, bisfenol A, kolophony, materiály s rizikem TSE/BSE, látky SVHC a ftaláty jako součást složení.



Technický list

steriCLIN®

6. Vlastnosti výrobku

Kartáče na čištění kanálů

Číslo článku	Verze	Zpracovatelné
3FRIN550102	hlava kartáče 7,0 x 80 mm, délka 350 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550104	hlava kartáče 4,0 x 100 mm, délka 300 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550106	hlava kartáče 6,0 x 100 mm, délka 300 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550108	hlava kartáče 8,0 x 100 mm, délka 300 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550110	hlava kartáče 10,0 x 100 mm, délka 300 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550112	hlava kartáče 15,0 x 100 mm, délka 300 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550118	hlava kartáče 1,0 x 13 mm, délka 450 mm, rukojeť z nerezové oceli, štětiny Tynex	ano
3FRIN550122	hlava kartáče 1,6 x 13 mm, délka 450 mm, rukojeť z nerezové oceli, Štětiny Tynex	ano
3FRIN550124	hlava kartáče 5,0 x 100 mm, délka 300 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550126	hlava kartáče 2,5 x 50 mm, délka 300 mm, rukojeť z nerezové oceli, štětiny Tynex	ano
3FRIN550128	hlava kartáče 2,5 x 50 mm, délka 610 mm, rukojeť z nerezové oceli, štětiny Tynex	ano



Technický list

steriCLIN®

Císlo článku	Verze	Zpracovatelné
3FRIN550130	hlava kartáče 5,0 x 80 mm, délka 405 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550132	hlava kartáče 1,8 x 13 mm, délka 450 mm, rukojeť z nerezové oceli, štětiny Tynex	ano
3FRIN550138	hlava kartáče 20,0 x 150 mm, délka 450 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550140	hlava kartáče 20,0 x 100 mm, délka 500 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550141	hlava kartáče 40,0 x 60 mm, délka 500 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550142	hlava kartáče 3,5 x 100 mm, délka 250 mm, rukojeť z nerezové oceli, Štětiny Tynex	ano
3FRIN550144	hlava kartáče 3,5 x 60 mm, délka 265 mm, drát z nerezové oceli, Štětiny Tynex, plastová rukojeť (bílá)	ne
3FRIN550146	kartáčová hlava 2,0 x 100 mm, délka 300 mm, rukojeť z nerezové oceli, štětiny Tynex	ano
3FRIN550148	kartáčová hlava 3,0 x 100 mm, délka 300 mm, rukojeť z nerezové oceli Štětiny Tynex	ano
3FRIN550150	hlava kartáče 2,0 x 60 mm, délka 350 mm, rukojeť z nerezové oceli, Štětiny Tynex	ano
3FRIN550152	hlava kartáče 3,5 x 35 mm, délka 500 mm, rukojeť z nerezové oceli, štětiny Tynex	ano
3FRIN550154	hlava kartáče 0,6 x 10 mm, délka 450 mm, rukojeť z nerezové oceli, štětiny Tynex	nedoporučuje se



Technický list

steriCLIN®

Číslo článku	Verze	Zpracovatelné
3FRIN550156	hlava kartáče 1,4 x 13 mm, délka 450 mm, rukojeť z nerezové oceli, štětiny Tynex	ano
3FRIN550178	hlava kartáče 3,0 x 20 mm, délka 600 mm, plastová rukojeť (bílá), nylonové štětiny	ne
3FRIN550180	hlava kartáče 4,0 x 20 mm, délka 600 mm, plastová rukojeť (modrá), nylonové štětiny	ne
3FRIN550182	hlava kartáče 5,0 x 50 mm, délka 600 mm, plastová rukojeť (žlutá), nylonové štětiny	ne
3FRIN550184	hlava kartáče 7,0 x 50 mm, délka 600 mm, plastová rukojeť (bílá), nylonové štětiny	ne
3FRIN550186	hlava kartáče 10,0 x 50 mm, délka 600 mm, plastová rukojeť (modrá), nylonové štětiny	ne
3FRIN550188	hlava kartáče 15,0 x 50 mm, délka 600 mm, plastová rukojeť (zelená), nylonové štětiny	ne
3FRIN550190	hlava kartáče 5,0 x 100 mm, délka 650 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550192	hlava kartáče 7,0 x 100 mm, délka 650 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550194	hlava kartáče 10,0 x 100 mm, délka 650 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano
3FRIN550196	hlava kartáče 12,0 x 100 mm, délka 650 mm, rukojeť z nerezové oceli, nylonové štětiny, chránič hrotu	ano

3FRIN550198

hlava kartáče 1,4 x 10 mm,
délka 450 mm, rukojeť
z nerezové oceli, štětiny
Tynex

nedoporučuje se

www.stericlin.de

TDS_550_01
2022_Rev3Strana 4 z 6


08-



Technický list

steriCLIN®

7. Identifikace



8. Likvidace

Výrobky lze likvidovat společně se zdravotnickým odpadem v lékařské ordinaci / na klinice. Je třeba dodržovat předpisy platné pro danou zemi.

9. Sortiment

kartáčky na čištění kanálků stericlin®

<https://www.stericlin.de>

10. Oblast použití

Tento technický list se vztahuje na výše uvedenou skupinu výrobků/kvalitu a platí do příštího revidovaného vydání. V případě potřeby jsou na vyžádání k dispozici další dokumenty týkající se výrobku.

TDS_550_01
2022_Rev3Strana 5 z 6

www.stericlin.de

08-



Technický list

stericlin®

11. Další informace

Informace obsažené v tomto technickém listu (TDS) vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností.

Společnost VP neručí za přesnost a úplnost zde obsažených informací a neposkytuje žádné záruky.

Společnost VP rovněž nenese žádnou odpovědnost za důsledky vyplývající z použití informací nebo za případné tiskové chyby.

Uživatel je zodpovědný za důkladnou kontrolu našich výrobků z hlediska jejich vhodnosti pro konkrétní požadavky uživatele na použití, jakož i z hlediska vhodnosti pro příslušné podmínky, kterým je výrobek vystaven.

Uživatel je rovněž odpovědný za správné, bezpečné a zákonné používání, zpracování a manipulaci s našimi výrobky, zejména pokud byla uvedena doporučení pro bezpečné používání a skladování. Informace zde uvedené nelze v žádném případě vykládat jako prohlášení, záruku nebo garanci.

