


Hepatitis A, B, C Protilátkové testy

Imunochromatické kazetkové testy pro použití odborným zdravotnickým personálem.
Určeno pouze pro *In Vitro* diagnostické použití.



HAV IgG/IgM Hepatitis A kat. č. 622970N-30

Testovací kazeta **protilátek** hepatitidy A. Vzorek: plná krev, sérum, plazma. **Balení - 30 testů.**
HAV IgG/IgM Rapid Test je laterální průtoková chromatografická imunoanalýza pro kvalitativní detekci a diferenciaci protilátek (IgG a IgM) proti viru hepatitidy A (HAV).

RighSign®Anti-HBs Hepatitis B kat. č. 622062

Testovací kazeta **protilátek** hepatitidy B. Vzorek: plná krev, sérum, plazma. **Balení - 25 testů.**
Pozitivní nález protilátek anti-HBs je důsledkem prožitého onemocnění nebo úspěšné aktivní imunizace. Tyto protilátky lze detekovat i po aplikaci hyperimunního globulinu proti virové hepatitidě B (HBIG), obvykle vymizí po 3 měsících od aplikace. Anti-HBs protilátky v dostatečných titrech (po prožitém onemocnění nebo po aktivní imunizaci) poskytují ochranu proti infekci HBV.

RighSign®Anti-HCV Hepatitis C kat. č. 622061

Testovací kazeta **protilátek** hepatitidy C. Vzorek: plná krev, sérum, plazma. **Balení - 25 kusů.**
Protilátky jsou markerem expozice – kontaktu dané osoby s virem hepatitidy C. Protilátky anti-HCV nemají neutralizační efekt, nejsou nositelem imunity organismu. Přetrvávají ve značném titru i u pacientů úspěšně vyléčených. Vyšetření anti-HCV protilátek je možno chápat jako screeningové vyšetření u všech osob, u kterých je podezření, že byly někdy v průběhu života viru exponovány.

Aktuální ceny na vyžádání



Objednávky ČR:
JK-Trading s.r.o.,
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Objednávky SK:
JK-Trading s.r.o.,
Dlhá 1264/43,
900 31 Stupava
tel.: 0907 670 888, 0264 776 790
email: jk-trading@jk-trading.sk

Více informací:
Ing. Kryl 777 929 604
Ing. Žůrová: 777 929 623
www.jktrading.cz
www.jk-trading.sk