




BioSystems
REAGENTS & INSTRUMENTS

Kód 83105



SELEKTIVNÍ RANDOM ACCESS ANALYZÁTOR

A15 CE

- **Průběžné vkládání vzorků** během pracovní relace (STAT vzorky).
 - Inovativní design a funkční robustnost.
 - **Nízká spotřeba vody**, méně než 0,5 l /hod
 - Výkon - **150 testů za hodinu**.
 - Funkce **detekce skutečné prozóny**.
- Primární zkumavky a pediatrické lahvičky v libovolné poloze.
 - Maximální flexibilita při umístění vzorků a činidel.
 - Minimální objem vzorku je 180 µl.
 - Reagencie určené pro klinickou chemii a turbidimetrii.
 - Konfigurace filtru 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm (volitelné).
 - **20 chlazených poloh (volitelné)**.



20 a 50 ml lahvičky na reagenty

Podívejte se na ilustrační video : <https://www.youtube.com/watch?v=QP2t8PF7240>



Objednávky :
JK-Trading s.r.o,
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: paha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte **obchodní zástupce:**
Čechy : Ing. Kryl: 777 929 604
Ing Ernestová : 777 477 308
Morava : Ing. Žurová: 777 929 623