



BioSystems
REAGENTS & INSTRUMENTS



Kód 83200

SELEKTIVNÍ RANDOM ACCESS ANALYZÁTOR

BA200
LED TECHNOLOGY

CE

- Random access analyzátor pro rutinní i statimové analýzy vhodný pro malé a střední laboratoře.
- Dynamická základna s technologií SMART LED s automatickou korekcí intenzity světla.
- Skutečný výkon 200 testů /hod, dokonce i při bi-reagenčních reakcích.
- Vysoká kapacita reagencií a vzorků (88 pozic), nejvyšší stupeň flexibility.

- Čtečka barkódů (vzorky a činidla) se samostatným ramenem pro pipetování.
- Vyrovnávací dávkování.
- 120 - kyvetový rotor s 8 stupňovou promývačkou se snímačem přeplnění.
- Kompaktní systém s minimální údržbou umožňuje oddělování zbytků chemických/biologických kontaminací od běžného kapalného odpadu.



Podívejte se na ilustrační video :

<https://www.youtube.com/watch?v=kL9M0FHuSuA&feature=youtu.be>



Objednávky :
JK-Trading s.r.o,
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte **obchodní zástupce:**
Čechy : Ing. Kryl: 777 929 604
Ing Ernestová : 777 477 308
Morava : Ing. Žurová: 777 929 623