



NADAL® D-Dimer Test

Katalog. číslo: 351006N-10

Zamýšlené použití

D-Dimer je specifickým ukazatelem fibrinolýzy. **NADAL® D-Dimer Test** je rychlý orientační kvalitativní protilátkový test, který slouží jako pomoc při posuzování a hodnocení pacientů s podezřením na diseminovanou intravaskulární koagulaci (DIC), hlubokou žilní trombózou (DVT) a plicní embolií (PE).

- Vzorkem pro testování je **plná krev, příp. plazma**.
- Detekční limit testu **NADAL® D-Dimer** je 500 ng/ml D-Dimer
- **Výsledek za 10 minut**
- Skladování při 2-30 °C

Testovací souprava obsahuje

- 10 testovacích kazet NADAL® D-Dimer
- 10 jednorázových pipet
- 1 lahvička s ředícím pufrem
- Příbalový leták



Další potřebný materiál

- Lanceta k odebrání vzorku krve
- Stopky



Interpretace výsledku

Pozitivní výsledek:

Objeví se dvě barevné linky. Jedna v kontrolní oblasti (C) a druhá v testovací oblasti (T).



Výkonnostní charakteristiky

- Relativní senzitivita: 98,7 % (96,91 % - 100 %)*
- Relativní specifita: 89,3 % (84,34 % - 94,26%)*



- Celková shoda: 94,0 % (91,36 % - 96,72 %)*
- *95% interval spolehlivosti

Zvýšené hladiny revmatoidních faktorů (RF), nebo heterofilních protilátek, mohou ovlivnit výsledky testu.

Cena na vyžádání

Platnost od 1.1.2023



Objednávky ČR:
JK-Trading s.r.o.,
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Objednávky SK:
JK-Trading s.r.o.,
Dlhá 1264/43,
900 31 Stupava
tel.: 0907 670 888, 0264 776 790
email: jk-trading@jk-trading.sk

Více informací:
Ing. Kryl 777 929 604
Ing. Žurová: 777 929 623
www.jktrading.cz
www.jk-trading.sk