

NADAL[®] Influenza A/B Test (test cassette)

Katalogové číslo: 242015N-10

Imunochromatografický test ke kvalitativní detekci antigenů viru influenza typu A a B (nukleoproteiny) v nosních výtěrech, výtěrech z hltanu nebo nosních/nazofaryngeálních aspirátech symptomatických pacientů.

Tento test slouží jako pomůcka při rychlé, diferenciální diagnóze infekcí virem influenza A a B a je určen pouze k profesionálnímu použití.



Souprava obsahuje vše potřebné k provedení testu.

Skladování: při 2-30°C do data expirace.

Jednoduchý postup, vizuální odečet výsledku za **8 minut**.


Charakteristiky testu:

Relativní senzitivita	87,2 %	92,5 %
Relativní specifita	94,5 %	97,5 %
Celková shoda	92,8 %	96,7 %

Pozitivní na A	Pozitivní na B	Pozitivní na A a B	Negativní	Neplatný

Pozitivní výsledek při testování dávají následující kmeny chřipky:

Virus influenza typu A	Virus influenza typu B
H1N1 A/NWS/33	B/Rusko/69
H1N1 A/WS/33	B/Hong Kong 5/72
H1N1 A/New Jersey/8/76	B/Lee/40
H1N1 A/Mal/302/54	B/Brigit
H3N2 A/Aichi/2/68	B/B/R5
H3N2 A/Hong Kong/8/68	B/Wisconsin/1/2010 (linie Yamagata)
H3N2 A/Port Chalmers/1/73	B/Florida/78/2015 (linie Victoria)



Cena na vyžádání

Balení 10 testů



Objednávky ČR:
JK-Trading s.r.o.,
 Křivatcová 421/5,
 155 21 Praha 5-Zličín
 tel.: 257 220 760
 email: praha@jktrading.cz

Objednávky SK:
JK-Trading s.r.o.,
 Dlhá 1264/43,
 900 31 Stupava
 tel.: 0907 670 888, 0264 776 790
 email: jk-trading@jk-trading.sk

Více informací:
 Ing. Kryl 777 929 604
 Ing. Žůrová: 777 929 623
www.jktrading.cz
www.jk-trading.sk