



new art laboratories



# Toxikologie

Imunologické testy k okamžité  
diagnostice (Point-of-Care)  
pro drogovou analýzu



## nal von minden

Váš partner pro profesionální diagnostiku

### We help you care!

Společnost nal von minden GmbH je již více než 40 let lídrem v oblasti medicínské diagnostiky a drogové analytiky díky vynikající, certifikované kvalitě produktů a zákaznickému servisu, který nastavuje standardy v oboru. V současné době působíme na 5 místech v Německu, díky našim četným pobočkám a rozsáhlé síti poradců zákaznického servisu a obchodních zástupců jsme Vám k dispozici po celé Evropě. Naši poradci a zástupci jsou všichni vyškolení poradci v oblasti zdravotnických prostředků a můžete se na ně přímo obrátit, aby vám poskytli individuální pomoc a poradenství.



Jednatel společnosti  
nal von minden GmbH:  
Lukas Eder

### Závazek ke kvalitě

Pracujeme se smyslem pro zodpovědnost, nejen proto, že je to naše povinnost, ale také z hlubokého přesvědčení. Jako výrobce rychlých testů pro analýzu drog a medicínskou analytiku jsme si dobře vědomi důsledků, které mohou naše produkty mít.


Náš systém řízení kvality je již od roku 2003 certifikován podle norem EN ISO 13485 a ISO 9001 a každoročně prochází auditem TÜV Rheinland. Byly navíc zavedeny interní audity, komplexní procesní struktura a systém nápravných a preventivních opatření.

**We help you care!** – s vynikající kvalitou produktů, progresivním portfoliem a osobními poradci, kteří nastavují standardy v oblasti služeb. **Těšíme se na spolupráci.**

## Obsah

Váš partner pro profesionální diagnostiku .....	2
Obsah .....	3
Produktové portfolio nal von minden .....	4
Drogové rychlé testy: Přehled parametrů .....	5
■ Testy z moči .....	6
■ Testy z plně krve .....	23
■ Testy ze slin .....	24
■ Testování látek .....	25





## Produktové portfolio nal von minden

Váš specialista na diagnostiku *in vitro*

Naše současná nabídka zahrnuje rychlé testy z oblasti pediatrie, gynekologie, urologie, infektologie, bakteriologie, onkologie a toxikologie. Můžeme Vám také nabídnout přístroje POCT, které promění Vaši ordinaci v laboratoř. Na našem pracovišti pro testování látek v Eisenachu, které provozuje společnost ESA-Test GmbH, disponujeme také vysokoúčinným kapalinovým chromatografem (HPLC) a plynovým chromatografem s hmotnostním spektrometrem (GC/MS). Tyto přístroje nám umožňují provádět analýzy látek na nejvyšší úrovni.

Více informací o naší rozsáhlé škále produktů najdete na [www.nal-vonminden.com](http://www.nal-vonminden.com) nebo nás můžete kontaktovat přímo na adrese [export@nal-vonminden.com](mailto:export@nal-vonminden.com).



[export@nal-vonminden.com](mailto:export@nal-vonminden.com)



+49 941 29010-100

Následující kód QR Vás přeměruje přímo do naší nabídky online katalogů:



## Drogové rychlé testy

Přehled parametrů

AB-PINACA	ABP	Methylendioxypropyvaleron	MDPV
7-Aminoclonazepam	ACL	Metamfetamin	MET
Alkohol	ALC	Morfin / Opiáty	MOR/OPI
Amfetamin	AMP	Methylfenidát	MPD
$\alpha$ -pyrrolidinopentiofenon	aPVP	Metakvalon	MQL
Barbituráty	BAR	Metadon	MTD
Buprenorfin	BUP	Nitazen	NTZ
Benzodiazepiny	BZD	Oxykodon	OXY
Kathin	CAT	Paracetamol	PCM
Kokain	COC	Fencyklidin	PCP
Kotinin	COT	Pregabalin	PGB
EDDP	EDDP	Propoxyfen	PPX
Etylglukuronid	EtG	Spice / K2	SPC
Fentanyl	FYL	Tricycklá antidepressiva	TCA
Kyselina gama-hydroxymáselná	GHB	Kanabinoidy	THC
6-monoacetylmorfin	HRN/6-MAM	Tilidin	TIL
Ketamin	KET	Tramadol	TML
Kratom	KRA	UR-144 / K4	UR-144
Kyselina lysergová	LSD	Xylazin	XYL
Extáze	MDMA	Zolpidem	ZOL
Mefedron	MEP	Zopiklon	ZOP



## Rychlé testy z moči

### Jednotlivé namáčecí testy



Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
101084	Drug-Screen 7-ACL 200 Test	50 testovacích proužků	7-ACL200
101096	Drug-Screen ABP 10 Test	50 testovacích proužků	ABP10
101096N-10	Drug-Screen ABP 10 Test	10 testovacích proužků	ABP10
101036	Drug-Screen Alcohol Test	50 testovacích proužků	ALC0.2
101001	Drug-Screen AMP 1000 Test	50 testovacích proužků	AMP1000
620015	Drug-Screen AMP 1000 Test	25 testovacích proužků v dóze	AMP1000
101016	Drug-Screen AMP 300 Test	50 testovacích proužků	AMP300
620006	Drug-Screen AMP 300 Test	25 testovacích proužků v dóze	AMP300
101022	Drug-Screen AMP 500 Test	50 testovacích proužků	AMP500
101002	Drug-Screen BAR 300 Test	50 testovacích proužků	BAR300
620085	Drug-Screen BAR 300 Test	25 testovacích proužků v dóze	BAR300
101004	Drug-Screen BUP 10 Test	50 testovacích proužků	BUP10
620150	Drug-Screen BUP 10 Test	25 testovacích proužků v dóze	BUP10
101031	Drug-Screen BZD 100 Test	50 testovacích proužků	BZD100
105031	Drug-Screen BZD 100 Test	25 testovacích proužků v dóze	BZD100
101025	Drug-Screen BZD 200 Test	50 testovacích proužků	BZD200
101003	Drug-Screen BZD 300 Test	50 testovacích proužků	BZD300
620065	Drug-Screen BZD 300 Test	25 testovacích proužků v dóze	BZD300
101097	Drug-Screen CAT 100 Test	50 testovacích proužků	CAT100
101097N-10	Drug-Screen CAT 100 Test	10 testovacích proužků	CAT100
101026	Drug-Screen COC 100 Test	50 testovacích proužků	COC100
620043	Drug-Screen COC 100 Test	25 testovacích proužků v dóze	COC100

## Rychlé testy z moči

### Jednotlivé namáčecí testy

Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
101005	Drug-Screen COC 300 Test	50 testovacích proužků	COC300
620045	Drug-Screen COC 300 Test	25 testovacích proužků v dóze	COC300
101019	Drug-Screen COT 200 Test	50 testovacích proužků	COT200
101021	Drug-Screen EDDP 100 Test	50 testovacích proužků	EDDP100
620160	Drug-Screen EDDP 100 Test	25 testovacích proužků v dóze	EDDP100
101062	Drug-Screen EtG 500 Test	50 testovacích proužků	EtG500
101062N-10	Drug-Screen EtG 500 Test	10 testovacích proužků	EtG500
101029	Drug-Screen FYL 10 Test	50 testovacích proužků	FYL10
620190	Drug-Screen FYL 10 Test	25 testovacích proužků v dóze	FYL10
101089	Drug-Screen GHB 10 Test	50 testovacích proužků	GHB10
101089N-10	Drug-Screen GHB 10 Test	10 testovacích proužků	GHB10
101057N-10	Drug-Screen HRN/6-MAM 10 Test	10 testovacích proužků	HRN/6-MAM10
101057N-50	Drug-Screen HRN/6-MAM 10 Test	50 testovacích proužků	HRN/6-MAM10
101024	Drug-Screen KET 1000 Test	50 testovacích proužků	KET1000
620195	Drug-Screen KET 1000 Test	25 testovacích proužků v dóze	KET1000
101099	Drug-Screen KRA 100 Test	50 testovacích proužků	KRA100
101079	Drug-Screen LSD 10 Test	50 testovacích proužků	LSD10
101079N-10	Drug-Screen LSD 10 Test	10 testovacích proužků	LSD10
620103	Drug-Screen MDA 500 Test	25 testovacích proužků v dóze	MDA500
101008	Drug-Screen MDMA 500 Test	50 testovacích proužků	MDMA500
620105	Drug-Screen MDMA 500 Test	25 testovacích proužků v dóze	MDMA500
101076	Drug-Screen MDPV 500 Test	50 testovacích proužků	MDPV500
101076N-10	Drug-Screen MDPV 500 Test	10 testovacích proužků	MDPV500
101098	Drug-Screen MEP 100 Test	50 testovacích proužků	MEP100
101007	Drug-Screen MET 1000 Test	50 testovacích proužků	MET1000
620025	Drug-Screen MET 1000 Test	25 testovacích proužků v dóze	MET1000
101018	Drug-Screen MET 300 Test	50 testovacích proužků	MET300
620007	Drug-Screen MET 300 Test	25 testovacích proužků v dóze	MET300
101027	Drug-Screen MOR/OPI 100 Test	50 testovacích proužků	MOR/OPI100
620033	Drug-Screen MOR/OPI 100 Test	25 testovacích proužků v dóze	MOR/OPI100

## Rychlé testy z moči

### Jednotlivé namáčecí testy

Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
101010	Drug-Screen MOR/OPI 2000 Test	50 testovacích proužků	MOR/OPI2000
620037	Drug-Screen MOR/OPI 2000 Test	25 testovacích proužků v dóze	MOR/OPI2000
101009	Drug-Screen MOR/OPI 300 Test	50 testovacích proužků	MOR/OPI300
620035	Drug-Screen MOR/OPI 300 Test	25 testovacích proužků v dóze	MOR/OPI300
101078	Drug-Screen MPD 150 Test	50 testovacích proužků	MPD150
101078N-10	Drug-Screen MPD 150 Test	10 testovacích proužků	MPD150
105078	Drug-Screen MPD 150 Test	25 testovacích proužků v dóze	MPD150
101006	Drug-Screen MTD 300 Test	50 testovacích proužků	MTD300
620075	Drug-Screen MTD 300 Test	25 testovacích proužků v dóze	MTD300
101032	Drug-Screen OXY 100 Test	50 testovacích proužků	OXY100
105032	Drug-Screen OXY 100 Test	25 testovacích proužků v dóze	OXY100
101034	Drug-Screen PCM 5000 Test	50 testovacích proužků	PCM5000
101011	Drug-Screen PCP 25 Test	50 testovacích proužků	PCP25
101067	Drug-Screen PGB 500 Test	50 testovacích proužků	PGB500
101067N-10	Drug-Screen PGB 500 Test	10 testovacích proužků	PGB500
105067	Drug-Screen PGB 500 Test	25 testovacích proužků v dóze	PGB500
101045	Drug-Screen SPC 50 Test	50 testovacích proužků	SPC50
101045N-10	Drug-Screen SPC 50 Test	10 testovacích proužků	SPC50
105045	Drug-Screen SPC 50 Test	25 testovacích proužků v dóze	SPC50
101013	Drug-Screen TCA 1000 Test	50 testovacích proužků	TCA1000
620095	Drug-Screen TCA 1000 Test	25 testovacích proužků v dóze	TCA1000
101023	Drug-Screen THC 150 Test	50 testovacích proužků	THC150
620057	Drug-Screen THC 150 Test	25 testovacích proužků v dóze	THC150
101017	Drug-Screen THC 25 Test	50 testovacích proužků	THC25
620054	Drug-Screen THC 25 Test	25 testovacích proužků v dóze	THC25
101038	Drug-Screen THC 300 Test	50 testovacích proužků	THC300
105038	Drug-Screen THC 300 Test	25 testovacích proužků v dóze	THC300
101012	Drug-Screen THC 50 Test	50 testovacích proužků	THC50
620055	Drug-Screen THC 50 Test	25 testovacích proužků v dóze	THC50
101039	Drug-Screen THC 500 Test	50 testovacích proužků	THC500

## Rychlé testy z moči

### Jednotlivé namáčecí testy

Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
101071	Drug-Screen TIL 300 Test	50 testovacích proužků	TIL300
101071N-10	Drug-Screen TIL 300 Test	10 testovacích proužků	TIL300
101028	Drug-Screen TML 100 Test	50 testovacích proužků	TML100
620170	Drug-Screen TML 100 Test	25 testovacích proužků v dóze	TML100
101095	Drug-Screen UR-144 25 Test	50 testovacích proužků	UR-14425
101095N-10	Drug-Screen UR-144 25 Test	10 testovacích proužků	UR-14425
101070	Drug-Screen ZOL 25 Test	50 testovacích proužků	ZOL25
105070	Drug-Screen ZOL 25 Test	25 testovacích proužků v dóze	ZOL25
101066	Drug-Screen ZOP 50 Test	50 testovacích proužků	ZOP50
101066N-10	Drug-Screen ZOP 50 Test	10 testovacích proužků	ZOP50



Nabízíme sedm různých parametrů zfalšování moči. Všechny je naleznete v následujícím testu:  
**630925 UrineCheck 7 DOA Adulteration Test** pro parametry CREA, SG, pH, NIT, GLUT, Bleach a PCC

## Rychlé testy z moči

### Namáčecí multitesty



Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
103020	Drug-Screen Multi 2 Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, THC50
103027N-25	Drug-Screen Multi 2G Test	25 namáčecích multitestů	ABP10, MEP100
103030	Drug-Screen Multi 3E Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, COC300, THC50
103031	Drug-Screen Multi 3X Test	25 namáčecích multitestů	THC200, THC300, THC500
103034	Drug-Screen Multi 3K Test	25 namáčecích multitestů	COC300, MOR/OPI300, MTD300
103038	Drug-Screen Multi 3H Test	25 namáčecích multitestů	COC300, MOR/OPI300, THC50
103130	Drug-Screen Multi 3L Test	25 namáčecích multitestů	COC300, EDDP100, MOR/OPI300
103132	Drug-Screen Multi 3N Test	25 namáčecích multitestů	BAR300, COC300, THC50
103232	Drug-Screen Multi 3AC Test	25 namáčecích multitestů	THC50, THC150, THC300
103234	Drug-Screen Multi 3AE Test	25 namáčecích multitestů	COC100, MDMA500, THC25
620902	Drug-Screen Multi 3 Test	25 namáčecích multitestů	BZD300, COC300, MOR/OPI300
621002	Drug-Screen Multi 3C Test	25 namáčecích multitestů	BUP10, MOR/OPI300, MTD300
103237N-25	Drug-Screen Multi 3AH Test	25 namáčecích multitestů	ABP10, SPC50, THC50
103041	Drug-Screen Multi 4G Test	25 namáčecích multitestů	BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
103047	Drug-Screen Multi 4A Test	25 namáčecích multitestů	BUP10, COC300, MOR/OPI300, THC50
103141	Drug-Screen Multi 4P Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, MOR/OPI300, THC50
103147	Drug-Screen Multi 4AB Test	25 namáčecích multitestů	BUP10, EDDP100, MOR/OPI100, MTD300
103248	Drug-Screen Multi 4AN Test	25 namáčecích multitestů	COC300, EtG500, MOR/OPI300, THC50
103343	Drug-Screen Multi 4AS Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, MDMA500, MET300, THC50
622102	Drug-Screen Multi 4E Test	25 namáčecích multitestů	BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300
622502	Drug-Screen Multi 4B Test	25 namáčecích multitestů	BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300
630002	Drug-Screen Multi 4V Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, COC300, MOR/OPI300, THC50
103051	Drug-Screen Multi 5N Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
103052	Drug-Screen Multi 5A Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
103054	Drug-Screen Multi 5C Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, THC50
103058	Drug-Screen Multi 5F Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, MOR/OPI300, THC50
103352	Drug-Screen Multi 5AH Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300
103353	Drug-Screen Multi 5AI Test	25 namáčecích multitestů	BUP10, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50

## Rychlé testy z moči

### Namáčecí multitesty

Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
103355	Drug-Screen Multi 5AL Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, COC300, MDMA500, MET1000, THC50
103357	Drug-Screen Multi 5AN Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300
103452	Drug-Screen Multi 5AS Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BZD100, COC100, MOR/OPI100, THC25
103456	Drug-Screen Multi 5AW Test	25 namáčecích multitestů	ABP10, CAT150, MDPV1000, MEP100, SPC50
620302	Drug-Screen Multi 5M Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300
620402	Drug-Screen Multi 5 Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
621202	Drug-Screen Multi 5B Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300
621402	Drug-Screen Multi 5MB Test	25 namáčecích multitestů	BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300
621702	Drug-Screen Multi 5E Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300
622202	Drug-Screen Multi 5EB Test	25 namáčecích multitestů	BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300
622302	Drug-Screen Multi 5SE Test	25 namáčecích multitestů	BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50
622702	Drug-Screen Multi 5SB Test	25 namáčecích multitestů	BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
630602	Drug-Screen Multi 5S Test	25 namáčecích multitestů	BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
620402N-10	Drug-Screen Multi 5 Test	10 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
103062	Drug-Screen Multi 6L Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300
103064	Drug-Screen Multi 6D Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, THC50
103065	Drug-Screen Multi 6F Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103068	Drug-Screen Multi 6H Test	25 namáčecích multitestů	BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103069	Drug-Screen Multi 6J Test	25 namáčecích multitestů	BUP10, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103162	Drug-Screen Multi 6K Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
103164	Drug-Screen Multi 6O Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, THC50
103165	Drug-Screen Multi 6P Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
103167	Drug-Screen Multi 6R Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, THC50
103168	Drug-Screen Multi 6V Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300
103266	Drug-Screen Multi 6AB Test	25 namáčecích multitestů	BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50
103267	Drug-Screen Multi 6AC Test	25 namáčecích multitestů	ALCO.2, AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
103361	Drug-Screen Multi 6AG Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, COC100, MDMA500, MET300, MOR/OPI100, THC25
103364	Drug-Screen Multi 6AK Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MET500, MOR/OPI300, THC50
103462	Drug-Screen Multi 6AV Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD300, MOR/OPI300, THC25, TML200
103466	Drug-Screen Multi 6AZ Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50
103467	Drug-Screen Multi 6BA Test	25 namáčecích multitestů	AMP500, BZD300, FYL10, MET500, MOR/OPI300, MTD300
620602	Drug-Screen Multi 6 Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
622402	Drug-Screen Multi 6E Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50
640402	Drug-Screen Multi 6B Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
103070	Drug-Screen Multi 7A Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103071	Drug-Screen Multi 7B Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50

## Rychlé testy z moči

### Namáčecí multitesty

Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
103072	Drug-Screen Multi 7C Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
103173	Drug-Screen Multi 7O Test	25 namáčecích multitestů	AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103176	Drug-Screen Multi 7S Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103275	Drug-Screen Multi 7AF Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, FYL10, MOR/OPI300
103278	Drug-Screen Multi 7AI-AC-B Test	25 namáčecích multitestů	AMP500, BZD300, COC100, CREA, EDDP100, MET500, MOR/OPI300, OXI, pH, THC25
103279	Drug-Screen Multi 7AJ-AC-B Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, CREA, EDDP100, MOR/OPI300, OXI, pH, THC50
103374	Drug-Screen Multi 7AN Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BZD100, COC100, MET300, MOR/OPI100, MOR/OPI2000, THC50
103375	Drug-Screen Multi 7AO Test	25 namáčecích multitestů	BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, PGB500, THC50
103377	Drug-Screen Multi 7AQ Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BZD300, COC300, EDDP100, FYL10, MET300, MOR/OPI300
621102	Drug-Screen Multi 7EB Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50
622002	Drug-Screen Multi 7L Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BZD300, COC200, MET300, MOR/OPI300, MTD300, THC25
630802	Drug-Screen Multi 7 Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BZD300, COC300, MET300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
1160070	Drug-Screen Multi 7RA Test	25 namáčecích multitestů	AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
1160080	Drug-Screen Multi 7RO-AC-A Test	25 namáčecích multitestů	AMP500, COC300, CREA, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, pH, THC50
103080	Drug-Screen Multi 8A Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103081	Drug-Screen Multi 8B Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103082	Drug-Screen Multi 8C Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103086	Drug-Screen Multi 8E Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD300, COC300, MET300, MOR/OPI300, THC50, TML100
103087	Drug-Screen Multi 8H Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MOR/OPI300, THC50
103186	Drug-Screen Multi 8S Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, KET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103187	Drug-Screen Multi 8U Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD300, MET300, MOR/OPI300, SPC50, THC50, TML100
103188	Drug-Screen Multi 8V Test	25 namáčecích multitestů	ALC0.2, AMP1000, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103287	Drug-Screen Multi 8AI Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD100, COC100, MOR/OPI300, SPC50, THC25, THC150, ZOL25
103380	Drug-Screen Multi 8AK Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, TCA1000, THC50, TML100
103387	Drug-Screen Multi 8AR Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EtG500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103389	Drug-Screen Multi 8AT Test	25 namáčecích multitestů	BUP5, BZD100, COC300, EDDP100, FYL10, MOR/OPI100, OXY100, TML100
1160090	Drug-Screen Multi 9RA Test	25 namáčecích multitestů	AMP500, BUP10, COC300, CREA, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, pH, THC50
1160091	Drug-Screen Multi 9RB Test	25 namáčecích multitestů	AMP500, BUP5, COC300, CREA, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, pH, THC50
103092	Drug-Screen Multi 9C Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103093	Drug-Screen Multi 9B Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50

## Rychlé testy z moči

### Namáčecí multitesty

Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
103094	Drug-Screen Multi 9M Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103113	Drug-Screen Multi 10Y Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD300, COC300, CREA, EDDP100, FYL10, MET300, MOR/OPI300, pH, THC25
103192	Drug-Screen Multi 9O Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, SPC50, THC50, TML100
103196	Drug-Screen Multi 9S Test	25 namáčecích multitestů	AMP500, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, PGB500, THC50
103100	Drug-Screen Multi 10A Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50
103103	Drug-Screen Multi 10B Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
103105	Drug-Screen Multi 10C Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, TCA1000, THC50
103108	Drug-Screen Multi 10G Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, TCA1000, THC50
103109	Drug-Screen Multi 10H Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PPX300, THC50
103114	Drug-Screen Multi 10Z Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD200, COC300, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, THC50
103116	Drug-Screen Multi 10AC Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC25
103120	Drug-Screen Multi 10N Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103121	Drug-Screen Multi 10K Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50, TML100
103122	Drug-Screen Multi 10P Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103310	Drug-Screen Multi 10AH Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD300, EDDP100, FYL10, MET300, MOR/OPI300, OXY100, THC25, TML100
103411	Drug-Screen Multi 10AL Test	25 namáčecích multitestů	ALC0.2, AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103415	Drug-Screen Multi 10AP Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, EDDP100, MDA500, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, THC50, THC150
103422	Drug-Screen Multi 10AW Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, KET1000, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, SPC50, THC50
103423	Drug-Screen Multi 10AX Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD300, COC100, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, THC50, TML100
103424	Drug-Screen Multi 10AY Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MET1000, MOR/OPI300, OXY100, THC50, TML100
103426	Drug-Screen Multi 10BA Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, SPC50, THC50
103430	Drug-Screen Multi 10BE Test	25 namáčecích multitestů	AMP500, BAR200, BUP5, BZD200, COC300, MET500, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
620802	Drug-Screen Multi 10E Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
621802	Drug-Screen Multi 10L Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
103122BA	Drug-Screen Multi 10P Test bar-coded	25 namáčecích multitestů s čárovým kódem	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
620802N-10	Drug-Screen Multi 10E Test	10 namáčecích multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
103315	Drug-Screen Multi 11F-AC-A Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD200, CREA, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, pH, THC25, TML100
103318	Drug-Screen Multi 11I Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, EtG500, MET1000, MOR/OPI300, MPD150, MTD300, OXY100, THC50, TML100

## Rychlé testy z moči

### Namáčecí multitesty

Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
103323	Drug-Screen Multi 11M Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, PCP25, SPC50, THC50, TML100
103324	Drug-Screen Multi 11R Test	25 namáčecích multitestů	FYL10, KET1000, MDA500, MPD150, MQL300, OXY100, PCP25, PPX300, SPC50, TCA1000, TZD25
103213	Drug-Screen Multi 12G Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, CREA, KET1000, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
103123	Drug-Screen Multi 12A Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50, TML100
103128	Drug-Screen Multi 12B Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD200, COC300, EDDP100, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, PPX300, THC50, TML100
103129	Drug-Screen Multi 12C Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, THC50, TML100
103212	Drug-Screen Multi 12F Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
103216	Drug-Screen Multi 12K Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD200, COC300, EDDP100, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, THC50, TML100
103217	Drug-Screen Multi 12L Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD300, COC100, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50, TML100
103218	Drug-Screen Multi 12M Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD200, COC300, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, THC50, TML100
103512	Drug-Screen Multi 12Q Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MPD150, SPC50, THC50
103517	Drug-Screen Multi 12V Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, KET1000, MDMA1000, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCM5000, TCA1000, THC50
103520	Drug-Screen Multi 12Z Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, THC50, TML100, ZOL25
103522	Drug-Screen Multi 12AC Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, THC50, TML100, ZOL25
103523	Drug-Screen Multi 12AD Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD100, COC100, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI100, MTD300, OXY100, THC25, TML100
103527	Drug-Screen Multi 12AH Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD300, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, PGB500, THC50, TML100
103613N-25	Drug-Screen Multi 12AN Test	25 namáčecích multitestů	ABP10, AMP1000, BUP10, BZD300, FYL10, MDMA500, MEP100, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, SPC50, THC50
103615	Drug-Screen Multi 12AP Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MPD150, MTD300, OXY100, THC50, TML100
103613N-25	Drug-Screen Multi 12AN Test	25 namáčecích multitestů	ABP10, AMP1000, BUP10, BZD300, FYL10, MDMA500, MEP100, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, SPC50, THC50
103614N-25	Drug-Screen Multi 12AO Test	25 namáčecích multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, CAT100, FYL10, MDMA500, MEP100, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, SPC50, THC50
1160150	Drug-Screen Multi 15RA-AC-A Test	25 namáčecích multitestů	7-ACL200, AMP300, BUP10, BZD300, COC300, CREA, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MPD150, MTD300, OXY100, PGB500, pH, THC50, TML100
1160160	Drug-Screen Multi 16RA Test	25 namáčecích multitestů	AMP300, BUP10, BZD100, COC300, KET1000, MDA500, MDMA500, MDPV500, MET300, MOR/OPI300, OXY100, PGB500, THC50, TML100, ZOL25, ZOP50
1160170BA	Drug-Screen Multi 17RA Test barcoded	25 namáčecích multitestů s čárovým kódem	AMP500, BAR200, BUP5, BZD200, COC300, FYL10, KET1000, LSD10, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, PCM5000, PCP25, TCA300, THC50, TML200

## Rychlé testy z moči

### Jednotlivé kazetové testy



Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
102001	Drug-Screen AMP 1000 Test	30 testovacích kazet	AMP1000
102016	Drug-Screen AMP 300 Test	30 testovacích kazet	AMP300
102022	Drug-Screen AMP 500 Test	30 testovacích kazet	AMP500
102002	Drug-Screen BAR 300 Test	30 testovacích kazet	BAR300
102004	Drug-Screen BUP 10 Test	30 testovacích kazet	BUP10
102031	Drug-Screen BZD 100 Test	30 testovacích kazet	BZD100
102003	Drug-Screen BZD 300 Test	30 testovacích kazet	BZD300
102097	Drug-Screen CAT 100 Test	30 testovacích kazet	CAT100
102026	Drug-Screen COC 100 Test	30 testovacích kazet	COC100
102005	Drug-Screen COC 300 Test	30 testovacích kazet	COC300
102019	Drug-Screen COT 200 Test	30 testovacích kazet	COT200
102065N-30	Drug-Screen COT 500 Test	30 testovacích kazet	COT500
102021	Drug-Screen EDDP 100 Test	30 testovacích kazet	EDDP100
102062	Drug-Screen EtG 500 Test	30 testovacích kazet	EtG500
102062N-10	Drug-Screen EtG 500 Test	10 testovacích kazet	EtG500
102029	Drug-Screen FYL 10 Test	30 testovacích kazet	FYL10
102089	Drug-Screen GHB 10 Test	30 testovacích kazet	GHB10
102089N-10	Drug-Screen GHB 10 Test	10 testovacích kazet	GHB10
102057N-10	Drug-Screen HRN/6-MAM 10 Test	10 testovacích kazet	HRN/6-MAM10
102057N-30	Drug-Screen HRN/6-MAM 10 Test	30 testovacích kazet	HRN/6-MAM10
102024	Drug-Screen KET 1000 Test	30 testovacích kazet	KET1000
102099	Drug-Screen KRA 100 Test	30 testovacích kazet	KRA100
102079	Drug-Screen LSD 10 Test	30 testovacích kazet	LSD10
102079BA	Drug-Screen LSD 10 Test barcoded	30 testovacích kazet s čárovým kódem	LSD10
102008	Drug-Screen MDMA 500 Test	30 testovacích kazet	MDMA500
102076	Drug-Screen MDPV 500 Test	30 testovacích kazet	MDPV500
102007	Drug-Screen MET 1000 Test	30 testovacích kazet	MET1000
102018	Drug-Screen MET 300 Test	30 testovacích kazet	MET300

## Rychlé testy z moči

### Jednotlivé kazetové testy

Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
102020	Drug-Screen MET 500 Test	30 testovacích kazet	MET500
102027	Drug-Screen MOR/OPI 100 Test	30 testovacích kazet	MOR/OPI100
102010	Drug-Screen MOR/OPI 2000 Test	30 testovacích kazet	MOR/OPI2000
102009	Drug-Screen MOR/OPI 300 Test	30 testovacích kazet	MOR/OPI300
102078	Drug-Screen MPD 150 Test	30 testovacích kazet	MPD150
102030	Drug-Screen MQL 300 Test	30 testovacích kazet	MQL300
102006	Drug-Screen MTD 300 Test	30 testovacích kazet	MTD300
102032	Drug-Screen OXY 100 Test	30 testovacích kazet	OXY100
102034	Drug-Screen PCM 5000 Test	30 testovacích kazet	PCM5000
102011	Drug-Screen PCP 25 Test	30 testovacích kazet	PCP25
102067	Drug-Screen PGB 500 Test	30 testovacích kazet	PGB500
102067N-10	Drug-Screen PGB 500 Test	10 testovacích kazet	PGB500
102014	Drug-Screen PPX 300 Test	30 testovacích kazet	PPX300
102045	Drug-Screen SPC 50 Test	30 testovacích kazet	SPC50
102013	Drug-Screen TCA 1000 Test	30 testovacích kazet	TCA1000
102023	Drug-Screen THC 150 Test	30 testovacích kazet	THC150
102017	Drug-Screen THC 25 Test	30 testovacích kazet	THC25
102012	Drug-Screen THC 50 Test	30 testovacích kazet	THC50
102071BA	Drug-Screen TIL 300 Test barcoded	30 testovacích kazet s čárovým kódem	TIL300
102028	Drug-Screen TML 100 Test	30 testovacích kazet	TML100
102028BA	Drug-Screen TML 100 Test barcoded	30 testovacích kazet s čárovým kódem	TML100
102095	Drug-Screen UR-144 25 Test	30 testovacích kazet	UR-14425
102070	Drug-Screen ZOL 25 Test	30 testovacích kazet	ZOL25

## Rychlé testy z moči

### Kazetové multitesty



Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
102060	Drug-Screen EtG500 + ALC 0.2% Test	30 testovacích kazet	ALCO.2, EtG500
104156BA	Drug-Screen Multi 2TD Test bar-coded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	THC25, THC150
104032	Drug-Screen Multi 3TC Test	25 kazetových multitestů	BAR300, BZD300, TCA1000
104033	Drug-Screen Multi 3TD Test	25 kazetových multitestů	COC300, MOR/OPI300, THC50
104037	Drug-Screen Multi 3TG Test	25 kazetových multitestů	THC25, THC50, THC150
104038	Drug-Screen Multi 3TH Test	25 kazetových multitestů	BUP10, EDDP100, MTD300
104131	Drug-Screen Multi 3TL Test	25 kazetových multitestů	BZD300, MOR/OPI300, THC50
104232	Drug-Screen Multi 3TY Test	25 kazetových multitestů	THC150, THC300, THC500
104234	Drug-Screen Multi 3TAA Test	25 kazetových multitestů	BZD100, COC300, MOR/OPI300
104235	Drug-Screen Multi 3TAB Test	25 kazetových multitestů	THC50, THC200, THC500
104236	Drug-Screen Multi 3TAC Test	25 kazetových multitestů	BUP5, FYL10, OXY100
623002	Drug-Screen Multi 3T Test	25 kazetových multitestů	BZD300, COC300, MOR/OPI300
104040	Drug-Screen Multi 4TD Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, COC300, MOR/OPI300, THC50
104042	Drug-Screen Multi 4TC Test	25 kazetových multitestů	COC300, MDMA500, MOR/OPI300, THC50
104241	Drug-Screen Multi 4TN Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, COC300, MET1000, THC25
630302	Drug-Screen Multi 4T Test	25 kazetových multitestů	BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
104050	Drug-Screen Multi 5TD Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
104054	Drug-Screen Multi 5TH Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
104151	Drug-Screen Multi 5TB Test	25 kazetových multitestů	BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104154	Drug-Screen Multi 5TR Test	25 kazetových multitestů	AMP500, COC300, MET500, MOR/OPI300, THC75
104166	Drug-Screen Multi 5TX Test	25 kazetových multitestů	AMP300, BZD300, MET500, MOR/OPI2000, THC50
104259	Drug-Screen Multi 5TAH Test	25 kazetových multitestů	AMP300, COC100, EtG500, MOR/OPI100, THC50
104356	Drug-Screen Multi 5TAQ Test	25 kazetových multitestů	BZD300, COC300, MET500, MOR/OPI2000, THC50
640002	Drug-Screen Multi 5T Test	25 kazetových multitestů	AMP300, COC300, MET300, MOR/OPI300, THC50
104059N-20	Drug-Screen Multi 5TK Test	20 kazetových multitestů	AMP500, COC300, MET500, MOR/OPI2000, THC150
104350BA	Drug-Screen Multi 5TAI Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	BUP10, FYL10, KET1000, LSD10, MPD150

## Rychlé testy z moči

### Kazetové multitesty

Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
104353N-10	Drug-Screen Multi 5TAL Test	10 kazetových multitestů	AMP1000, COC1500, MET1000, MOR/OPI2000, THC150
104353N-20	Drug-Screen Multi 5TAL Test	20 kazetových multitestů	AMP1000, COC1500, MET1000, MOR/OPI2000, THC150
104354N-20	Drug-Screen Multi 5TAO Test	20 kazetových multitestů	AMP500, COC1500, MET500, MOR/OPI2000, THC150
104060	Drug-Screen Multi 6TA Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104061	Drug-Screen Multi 6TC Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, THC50
104062	Drug-Screen Multi 6TD Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
104065	Drug-Screen Multi 6TG Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, THC50
104160	Drug-Screen Multi 6TL Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, EDDP100, MET1000, MOR/OPI300
104164	Drug-Screen Multi 6TR Test	25 kazetových multitestů	AMP300, COC100, MDMA500, MET300, MOR/OPI100, THC25
104262	Drug-Screen Multi 6TY Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50, THC150
104266	Drug-Screen Multi 6TAC Test	25 kazetových multitestů	BUP10, BZD100, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC25
640302	Drug-Screen Multi 6T Test	25 kazetových multitestů	AMP300, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50
640802	Drug-Screen Multi 6TB Test	25 kazetových multitestů	AMP300, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
104268NC-25	Drug-Screen Multi 6TAF Test	25 kazetových multitestů	AMP300, COC300, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, THC50
104269NC-25	Drug-Screen Multi 6TAG Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, COC1500, MET1000, MOR/OPI2000, THC50, THC150
104070	Drug-Screen Multi 7TA Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104072	Drug-Screen Multi 7TC Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104075	Drug-Screen Multi 7TF Test	25 kazetových multitestů	AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104078	Drug-Screen Multi 7TJ Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BZD200, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, THC50
104170	Drug-Screen Multi 7TK Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50
104277	Drug-Screen Multi 7TAD Test	25 kazetových multitestů	AMP500, BAR300, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104271BA	Drug-Screen Multi 7TX-AC-A Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP300, BZD100, COC100, CREA, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, pH, THC50
104275BA	Drug-Screen Multi 7TAB Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP300, BZD100, COC300, MET300, MOR/OPI300, MTD300, THC25
104276BA	Drug-Screen Multi 7TAC Test barcoded	25 kazetových multitestů	BUP10, EDDP100, FYL10, MTD300, OXY100, SPC50, TML100
104081	Drug-Screen Multi 8TB Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104082	Drug-Screen Multi 8TC Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104084	Drug-Screen Multi 8TD Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BUP10, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104087	Drug-Screen Multi 8TG Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104092	Drug-Screen Multi 9TC Test	25 kazetových multitestů	AMP500, BUP10, COC300, CREA, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, pH, THC50
104183	Drug-Screen Multi 8TO Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BUP10, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
104184	Drug-Screen Multi 8TP Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BZD200, COC300, KET1000, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, THC50
104185BA	Drug-Screen Multi 8TQ Test bar-coded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, THC50

## Rychlé testy z moči

### Kazetové multitesty

Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
104091	Drug-Screen Multi 9TB Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104098	Drug-Screen Multi 9TI Test	25 kazetových multitestů	AMP500, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, FYL10, MOR/OPI300, THC50, TML100
104099BA	Drug-Screen Multi 9TJ Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP300, BUP10, BZD100, COC300, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, SPC50, THC50
104317BA	Drug-Screen Multi 10TT Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, CREA, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, pH, TCA1000, THC50
104010	Drug-Screen Multi 10TK Test	25 kazetových multitestů	AMP300, BAR300, BZD200, COC100, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104100	Drug-Screen Multi 10TC Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50
104101	Drug-Screen Multi 10TD Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104215	Drug-Screen Multi 10TQ Test	25 kazetových multitestů	AMP300, BUP10, BZD100, COC100, EDDP100, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI100, TML100
104313	Drug-Screen Multi 10TO Test	25 kazetových multitestů	AMP500, BAR300, BZD200, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104319	Drug-Screen Multi 10TV Test	25 kazetových multitestů	AMP300, BZD100, COC100, KET1000, MDMA500, MET300, MOR/OPI100, MTD300, SPC50, THC50
104429	Drug-Screen Multi 10TBD Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50, TML100
104101BA	Drug-Screen Multi 10TD Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104315BA	Drug-Screen Multi 10TR Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP300, BAR300, BZD100, COC300, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA300, THC50
104413BA	Drug-Screen Multi 10TZ-AC-A Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, CREA, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, pH, THC50
104110	Drug-Screen Multi 11TA Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104112	Drug-Screen Multi 11TC Test	25 kazetových multitestů	AMP300, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, TCA1000, THC50
104114	Drug-Screen Multi 11TE Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BUP10, COC300, KET1000, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCM5000, THC50, TML100
104210	Drug-Screen Multi 11TJ Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCM5000, TCA1000, THC50
104211	Drug-Screen Multi 11TK-AC-C Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, CREA, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCP25, pH, SG, TCA1000, THC50
640702	Drug-Screen Multi 11T Test	25 kazetových multitestů	AMP300, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104110BA	Drug-Screen Multi 11TA Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104214BA	Drug-Screen Multi 11TN Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP1000, BZD100, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, PCM5000, THC50, TML100, ZOL25
104216BA	Drug-Screen Multi 11TO Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP300, BAR300, BUP10, BZD100, COC300, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA300, THC50
104126	Drug-Screen Multi 12TF Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, CREA, EDDP100, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, pH, TCA1000, THC50
104120	Drug-Screen Multi 12T Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MOR/OPI2000, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50
104122	Drug-Screen Multi 12TB Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI2000, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50
104123	Drug-Screen Multi 12TC Test	25 kazetových multitestů	AMP300, BAR300, BUP10, BZD200, COC100, MDMA500, MET300, MOR/OPI100, MTD300, PCP25, TCA1000, THC25
104124	Drug-Screen Multi 12TD Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50

## Rychlé testy z moči

### Kazetové multitesty

Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
104125	Drug-Screen Multi 12TE Test	25 kazetových multitestů	AMP300, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104128	Drug-Screen Multi 12TH Test	25 kazetových multitestů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, PCP25, TCA1000, THC50
104221	Drug-Screen Multi 12TK Test	25 kazetových multitestů	AMP300, BAR200, BZD200, COC100, KET1000, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50, ZOL25
104120BA	Drug-Screen Multi 12T Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MOR/OPI2000, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50
104125BA	Drug-Screen Multi 12TE Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP300, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
104129BA	Drug-Screen Multi 12TI-AC-C Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, CREA, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, OXY100, PCP25, pH, SG, TCA1000, THC50
104220BA	Drug-Screen Multi 12TJ Test barcoded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP300, BUP10, BZD100, COC100, FYL10, MDMA500, MET300, MOR/OPI100, MTD300, OXY100, THC50, TML100

## Rychlé testy z moči

### Kelímkové (cup) testy



Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
910031	Drug-Screen Cup II 3B Test	25 kelímkových testů	COC100, MDMA500, THC25
910050	Drug-Screen Cup II 5A Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, THC50
910055	Drug-Screen Cup II 5E Test	25 kelímkových testů	AMP1000, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, THC50
830060	Drug-Screen Cup Side Panel 6CA Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910060	Drug-Screen Cup II 6A Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910061	Drug-Screen Cup II 6B Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, THC50
910062	Drug-Screen Cup II 6C Test	25 kelímkových testů	BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910068	Drug-Screen Cup II 6H Test	25 kelímkových testů	BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, THC50
910070	Drug-Screen Cup II 7A Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910071	Drug-Screen Cup II 7B Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910077	Drug-Screen Cup II 7H Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MOR/OPI300, MTD300
910078	Drug-Screen Cup II 7I-AC-A Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BUP10, BZD300, CREA, EDDP100, MOR/OPI300, pH, SPC50, THC50
910082	Drug-Screen Cup II 8C Test	25 kelímkových testů	AMP500, COC300, CREA, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, pH, THC50
911070	Drug-Screen Cup II 7K Test	25 kelímkových testů	AMP500, COC300, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
911074	Drug-Screen Cup II 7O-AC-BE Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BZD300, COC300, COT200, CREA, GLUT, MOR/OPI300, MTD300, NIT, OXI, pH, SG, THC50
911075	Drug-Screen Cup II 7P Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, PGB500, THC50
830081	Drug-Screen Cup Side Panel 8CB Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910091	Drug-Screen Cup II 9B Test	25 kelímkových testů	AMP500, BUP10, COC300, CREA, MDMA500, MET500, MOR/OPI300, MTD300, pH, THC50
910094	Drug-Screen Cup II 9E Test	25 kelímkových testů	AMP300, BUP10, BZD100, COC100, CREA, EDDP100, MET300, MOR/OPI100, THC50
911081	Drug-Screen Cup II 8I-AC-A Test	25 kelímkových testů	BUP10, CREA, EtG500, KET1000, MET300, MPD150, pH, SPC50, THC50, TML100
911084	Drug-Screen Cup II 8L Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
1770080	Drug-Screen Cup III Round 8RA Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910092	Drug-Screen Cup II 9C Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, THC50
910093	Drug-Screen Cup II 9D Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, OXI, pH, SG, THC50

## Rychlé testy z moči

### Kelímkové (cup) testy

Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
910097	Drug-Screen Cup II 9H Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MOR/OPI300, MTD300, SPC50, TCA1000, THC50
910099	Drug-Screen Cup II 9J Test	25 kelímkových testů	ALCO.2, AMP1000, BZD300, COC300, COT200, MOR/OPI300, MTD300, PGB500, THC50
911090	Drug-Screen Cup II 9K Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, EDDP100, EtG500, MOR/OPI300, THC50, TML100
911091	Drug-Screen Cup II 9L-AC-A Test	25 kelímkových testů	7-ACL200, AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, CREA, EDDP100, MOR/OPI300, PGB500, pH, THC50
910102	Drug-Screen Cup II 10C Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
910106	Drug-Screen Cup II 10F-AC-B Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BZD300, COC300, CREA, MDMA500, MET1000, MOR/OPI2000, MPD150, OXI, pH, SPC50, TCA1000, THC50
910111	Drug-Screen Cup II 11B Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BUP10, BZD300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MPD150, OXY100, SPC50, THC25, TML100
910112	Drug-Screen Cup II 11C Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50
1770112	Drug-Screen Cup III Round 11RC-AC-B Test	25 kelímkových testů	AMP300, BAR200, BUP5, BZD100, COC100, CREA, MDMA500, MET300, MOR100, MTD300, OXI, pH, TCA300, THC25
1770114	Drug-Screen Cup III Round 11RE-AC-BE Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, CREA, GLUT, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, NIT, OXI, PGB500, pH, SG, TCA1000, THC50, TIL300
910114N-25	Drug-Screen Cup II 11E-AC-C Test	25 kelímkových testů	AMP300, BAR300, BZD300, COC150, CREA, MDMA500, MOR/OPI300, MTD300, PCP25, pH, SG, SPC50, TCA300, THC50
910122	Drug-Screen Cup II 12C Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, TCA1000, THC50, TML100
910125	Drug-Screen Cup II 12E Test	25 kelímkových testů	ALCO.2, AMP1000, BAR300, BZD300, COC300, COT200, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, PCP25, TCA1000, THC50
911121	Drug-Screen Cup II 12K-AC-B Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BAR200, BUP10, BZD200, COC300, CREA, MDMA500, MET300, MOR/OPI300, MTD300, OXI, PCP25, THC25, TML100
1770123NC	Drug-Screen Cup III Round 12RD-AC-BE Test	25 kelímkových testů	ABP10, AMP1000, BUP10, BZD300, COC300, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, SPC50, THC50, UR14425, OXI, SG, pH, NIT, GLU, CREA
1770142	Drug-Screen Cup III Round 14C Test	25 kelímkových testů	AMP1000, BAR300, BUP10, BZD300, COC300, FYL10, MDMA500, MET1000, MOR/OPI300, MTD300, THC50, THC150, THC300, THC500

Naše drogové rychlé testy lze vyhodnotit pomocí stacionárního čtečného zařízení **61100 Rapid Slide Scanner (RSS) III** a mobilní verze **61000 RSS flash 2.0**.



## Testy z krve

### Pipetové testy



Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
106002	Drug-Screen BAR 100 Test	30 testovacích kazet	BAR100
106003	Drug-Screen BZD 100 Test	30 testovacích kazet	BZD100
106005	Drug-Screen COC 50 Test	30 testovacích kazet	COC50
106006	Drug-Screen MTD 50 Test	30 testovacích kazet	MTD50
106008	Drug-Screen MDMA 50 Test	30 testovacích kazet	MDMA50
106009	Drug-Screen MOR/OPI 40 Test	30 testovacích kazet	MOR/OPI40
106013	Drug-Screen TCA 300 Test	30 testovacích kazet	TCA300
106016	Drug-Screen AMP 50 Test	30 testovacích kazet	AMP50
106017	Drug-Screen THC 12 Test	30 testovacích kazet	THC12
106018	Drug-Screen MET 50 Test	30 testovacích kazet	MET50
106028	Drug-Screen TML 100 Test	30 testovacích kazet	TML100
1110020	Drug-Screen Multi 2XA Test	25 kazetových multitestů	BZD100, TCA300
1110030	Drug-Screen Multi 3XA Test	25 kazetových multitestů	BAR100, BZD100, TCA300
1110052	Drug-Screen Multi 5XA Test	25 kazetových multitestů	AMP50, COC50, MET50, MOR/OPI40, THC12
1110053	Drug-Screen Multi 5XB Test	25 kazetových multitestů	BZD100, COC50, MET50, MOR/OPI40, THC12
1110082	Drug-Screen Multi 8XA Test	25 kazetových multitestů	AMP50, BAR100, BZD100, COC50, MET50, MOR/OPI40, TCA300, THC12
1110082BA	Drug-Screen Multi 8XA Test bar-coded	25 kazetových multitestů s čárovým kódem	AMP50, BAR100, BZD100, COC50, MET50, MOR/OPI40, TCA300, THC12
1110091	Drug-Screen Multi 9XA Test	25 kazetových multitestů	AMP50, BAR100, BZD100, COC50, MET50, MOR/OPI40, MTD50, TCA300, THC12

## Testy ze slin

### Testy z ústního výtěru



Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
360006V	Alcohol-Screen Saliva Test	50 testovacích proužků	ALC Alkohol (rozsah: 0,2 - 3,0 ‰)
190012	Drug-Screen THC 12 Saliva Test (classic)	15 testů ze slin	THC12
191052	Drug-Screen Multi 5CC Saliva Test (classic)	15 testů ze slin	AMP50, COC20, MET50, MOR/OPI40, THC12
191070	Drug-Screen Multi 7CA Saliva Test (classic)	15 testů ze slin	AMP50, BZD10, COC20, MET50, MOR/OPI40, MTD30, THC12
191091	Drug-Screen Multi 9CB Saliva Test (classic)	15 testů ze slin	AMP50, BUP5, BZD10, COC20, MDMA50, MET50, MOR/OPI40, MTD30, THC12
193012N-10	Drug-Screen THC 15 Saliva Tracer	10 testů ze slin	THC15
193012N-25	Drug-Screen THC 15 Saliva Tracer	25 testů ze slin	THC15
193050N-10	Drug-Screen Multi 5 Saliva Tracer	10 testů ze slin	AMP50, COC10, MET50, MOR/OPI10, THC15
193050N-25	Drug-Screen Multi 5 Saliva Tracer	25 testů ze slin	AMP50, COC10, MET50, MOR/OPI10, THC15
193090N-10	Drug-Screen Multi 9 Saliva Tracer	10 testů ze slin	ABP10, AMP50, BUP10, BZD10, COC10, MET50, MOR/OPI10, MTD30, THC15
193090N-25	Drug-Screen Multi 9 Saliva Tracer	25 testů ze slin	ABP10, AMP50, BUP10, BZD10, COC10, MET50, MOR/OPI10, MTD30, THC15
193091N-10	Drug-Screen Multi 9A Saliva Tracer	10 testů ze slin	AMP50, BUP10, BZD10, COC10, KET30, MDMA50, MET50, MOR/OPI10, THC15
193091N-25	Drug-Screen Multi 9A Saliva Tracer	25 testů ze slin	AMP50, BUP10, BZD10, COC10, KET30, MDMA50, MET50, MOR/OPI10, THC15
117050	Drug-Screen Multi 5BA Saliva Cup Test	5 testů ze slin	AMP50, COC20, MET50, MOR/OPI40, THC12

## Testování látek nal von minden Tracedetect®



Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
101017TDP	THC Test	10 testovacích proužků	THC
144113N-10	Tracedetect NTZ Test	10 kazetových testů	NTZ
144243N-10	Tracedetect Multi 4TD Test	10 kazetových multitestů	ABP, SPC, THC, UR-144
144254N-10	Tracedetect Multi 5TAC Test	10 kazetových multitestů	AMP, COC, MDMA, MET, MOR/OPI
144352N-10	Tracedetect Multi 5TAK Test	10 kazetových multitestů	AMP, COC, MET, MOR/OPI, THC
144273N-10	Tracedetect Multi 7TZ Test	10 kazetových multitestů	AMP, BZD, COC, MDMA, MET, MOR/OPI, THC

## Testování látek

### Testy ESA



Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
311100	ESA OPI/AMP testování látek	10 ampulek	OPI/AMP
311110	ESA Cocaine testování látek	10 ampulek	COC
311120	ESA LSD testování látek	10 ampulek	LSD
311130	ESA Cannabis testování látek	10 ampulek	THC
311141	ESA Ecstasy testování látek	10 ampulek	MDMA
311150	ESA GHB testování látek	10 ampulek	GHB
311170	ESA Heroin testování látek	10 ampulek	HRN
311220	ESA Buprenorphine testování látek	10 ampulek	BUP
311240	ESA Ephedrine testování látek	10 ampulek	Efedrin
311250	ESA GBL testování látek	10 ampulek	GBL
311331	ESA General Screening testování látek	10 ampulek	General Screening
311470	ESA Synthetic Cathinones testování látek	10 ampulek	CAT
311270N-10	ESA Sweep Cocaine stírací ubrousek	10 stíracích ubrousků	COC
311270N-2	ESA Sweep Cocaine stírací ubrousek	2 stírací ubrousky	COC
311131	ESA THC/CBD testování látek	10 ampulek	CBD, THC
311140	ESA Ecstasy/Methamphetamine testování látek	10 ampulek	MDMA, MET
311180	ESA Methadone/Ketamine testování látek	10 ampulek	KET, MTD
311210	ESA Morphine/Heroin testování látek	10 ampulek	HRN, MOR/OPI
311490	ESA Multi 5 testování látek	10 ampulek	COC, General Screening, KET, LSD, OPI/AMP

## Testování látek

### Test ESA Quant



Obj. č.	Produkt	Velikost balení	Parametry
311510	ESA Quant MDMA+ testování látek	1 sada	MDMA+
311520	ESA Quant Psilocybin testování látek	1 sada	Psilo
311530	ESA Quant LSD testování látek	1 sada	LSD
311540	ESA Quant THC/CBD testování látek	1 sada	THC/CBD
311550N-01	ESA Quant Fentanyl testování látek	1 sada	FYL
311550N-05	ESA Quant Fentanyl testování látek	5 sad	FYL



## Germany

### Moers (Headquarters)

Carl-Zeiss-Strasse 12, 47445 Moers  
Tel.: .....+49 2841 99820-0  
Fax: .....+49 2841 99820-1



### Belgique / België

Numéro gratuit /  
Gratis Tel.: .....0800 71882  
Fax gratuit /  
Gratis Fax: .....0800 74707  
france.benelux@nal-vonminden.com  
verkoop.dept@nal-vonminden.com

### Česká republika

Bezplatný tel.: .....800 143685  
Bezplatný fax: .....800 143686  
export@nal-vonminden.com

### Denmark

Gratis nummer: .....808 88753  
nordics@nal-vonminden.com

### Deutschland

Gratis Tel.: .....0800 5892022  
Gratis Fax: .....0800 5892023  
vertrieb@nal-vonminden.com

### España

Tel. gratuito: .....900 938315  
Tel. directo: .....+49 941 29010-761  
ventas@nal-vonminden.com

### France

Numéro vert: .....0800 915240  
Fax gratuit: .....0800 909493  
france.benelux@nal-vonminden.com

### Regensburg

Friedenstrasse 32, 93053 Regensburg  
Tel.: .....+49 941 29010-0  
Fax: .....+49 941 29010-50

### Rosdorf

Raseweg 4, 37124 Rosdorf  
Tel.: .....+49 551 270706-0  
Fax: .....+49 551 270706-50

### Ireland

Freephone: .....1800 555008  
Freefax: .....1800 555080  
ukie@nal-vonminden.com

### Italia

Numero verde: .....800 789129  
Tel.: .....+39 049 9916123  
italy@nal-vonminden.com

### Latinoamérica

Tel. directo: .....+49 941 29010-761  
ventas@nvm-diagnostics.com

### Luxembourg

Numéro gratuit: .....800 21116  
Fax gratuit: .....800 26179  
france.benelux@nal-vonminden.com

### Nederland

Gratis Tel: .....0800 0222890  
verkoop.dept@nal-vonminden.com

### Norge

nordics@nal-vonminden.com

### Österreich

Gratis Tel: .....0800 291565  
Gratis Fax: .....0800 298197  
vertrieb@nal-vonminden.com

### Polska

Bezpłatny tel.: .....00800 4911595  
Bezpłatny fax: .....00800 4911594  
poland@nal-vonminden.com

### Portugal

Tel. gratuito: .....800 849230  
Tel. direto: .....+49 941 29010-735  
vendas@nal-vonminden.com

### Schweiz / Suisse / Svizzera

Gratis Tel. / Numéro gratuit /  
Numero verde: .....0800 564720  
Gratis Fax / Fax gratuit /  
Fax gratuito: .....0800 837476  
contact-teamsbr@nal-vonminden.com

### Suomi

Ilmainen Puh: .....0800 918263  
nordics@nal-vonminden.com

### Sverige

Gratis Tel.: .....020 790906  
nordics@nal-vonminden.com

### United Kingdom

Freephone: .....0808 2341237  
Direct dial: .....+44 1580 232-288  
ukie@nal-vonminden.com

