

new art laboratories



Katalog
2015

NADAL[®] Medicínské rychlotesty

Imunologické rychlotesty k okamžité diagnostice (Point-of-Care)

Drogové rychlotesty

Medicínské rychlotesty

Laboratorní produkty

Laboratorní služby

Servis & poradenství

nal von minden

Váš partner pro profesionální diagnostiku

Kompetentní a inovativní

Nejvyšší kvalita produktů a vynikající servis vyznamenávají naši firmu nyní již více než 30 let. Naše **inovativní produktové portfolio** zahrnuje rychlotesty a laboratorní testy pro analytiku drog a medicínskou diagnostiku a je průběžně doplňováno o nové a vylepšené produkty.

Naše produkty jsou vyráběny dle **nejvyšších standardů kvality**, jsou kontinuálně vylepšovány a svoji spolehlivost na trhu dokazují již několik let. Naše filosofie kvality je přitom podtržena certifikací ISO 13485.

V naší vlastní laboratoři pro kontrolu kvality v sídle firmy v Moers jsou veškeré produkty po přijetí zboží ještě jednou důkladně přezkoušeny.

nal von minden kompletní servis

Náš mezinárodní tým s pobočkami v **Regensburgu, Moers a Haagu** se stará o zákazníky z celé Evropy a stále usiluje o další zlepšování servisu nal von minden GmbH.

Naším zákazníkům nabízíme **kompletní servis** s obsáhlým osobním poradenstvím, flexibilní konfigurací produktů, jednoduchým objednávacím procesem a rychlým dodáním.

Na požádání Vás rádi osobně navštívíme, abychom Vám mohli poskytnout podrobné rady a představit naše produkty.

Těší nás, když s Vámi můžeme vést dialog. Vážíme si Vašich návrhů a rádi je využijeme pro rozšíření našeho portfolia a optimalizaci procesů.

Jako dlouhodobý partner Vás nechceme pouze uspokojit, chceme Vás nadchnout!



Management nal von minden GmbH (zleva):
Sandra von Minden, Roland Meißner a Thomas Zander

Regensburg,
Německo



Váš partner pro profesionální diagnostiku

Obsah

6

Infektologie, Pediatrie a Autoimunita

- Streptokok A
- 7 Astrovirus
Bence-Jones-Protein
Celiakie
CrP (C reaktivní protein)
Enterovirus
- 8 Hepatitida
HIV (AIDS)
Imunoglobulin (IgG)
- 9 Influenza (virová chřipka)
Kampylobakter
Listeria
Mononukleóza (EBV)
Norovirus
Revmatoidní faktory
- 10 Rotavirus a Adenovirus
RSV (respirační syncytiální virus)
RSV (respirační syncytiální virus)- Adenovirus
Salmonella
Salmonella Typhi
- 11 Shigella
Shigella Dysenteriae
Štítná žláza (TSH)
Tetanus
Tuberkulóza (TBC)

12

Tropická medicína & Parazitologie

- Malárie (detekce antigenu)
- 13 Malárie (detekce protilátky)
CCA (bilharzióza, schistosomóza)
Chagas
Chikungunya
Cholera
- 14 Dengue
Entamoeba
Giardia
Filarióza
Kryptosporidie
- 15 Leishmania
Leptospira
Tyfus

16

Gynekologie

- PROM (premature rupture of membranes)
- 17 FSH
hCG (lidský choriogonadotropin)
- 18 hLH (lidský luteinizační hormon)
Strep B
STD (Sexual Transmitted Diseases)
- 19 Vaginální pH

20

Onkologie

- 21 BCA/HB rakovina močového měchýře
Rakovina močového měchýře
AFP (alfa-fetoprotein)
CEA (karcinoembryonální antigen)
Hb/Hp rakovina střeva
H. Pylori (Helicobacter pylori)

- 22 FOB (Fecal occult blood)
rakovina střeva
- 23 Kalprotektin
Kalprotektin + Lactoferin
Lactoferrin
PSA (specifický antigen prostaty)

24

Kardiologie

- Troponin I
- 25 Cardiac Combo
CK-MB (kreatinkináza, myokard)
CrP high sensitive
D-Dimer
- 26 h-FABP
- 27 Roche Reflotron®

28

Urologie

- 29 Reactif reader proužků pro analýzu moče
Reactif analýza moče
Mikroalbumin testovací proužky,
Testovací proužky Roche Combur-Test®,
Siemens/Bayer Multistix® a Ratisbonne

30

Bakteriologie

- 31 Legionella
Borelióza
Clostridium difficile
Clostridium Perfringens
E. coli O157
EHEC Verotoxin 1&2
- 32 Kampylobakter
Listeria
Salmonella spp.
Salmonella Typhi
- 33 Shigella
Shigella Dysenteriae
Streptococcus pneumoniae

34

Určování kompatibility krevní skupiny

36

Latexová aglutinace



Veškeré testy uvedené v tomto katalogu mají CE certifikaci a odpovídají všem požadavkům direktivy 98/79/ES - pokud není uvedeno jinak.

nal von minden

Přehled katalogů

MEDICAL

DRUG



NADAL®




Drug-Screen



Laboratorní analýza




Medical ELISA



Drug EIA



Drug ELISA



TamaVet®

*K našim katalogům jsou navíc ještě dostupné podrobné **produktové letáky!***

Naše katalogy jsou k dispozici ve dvanácti jazycích!


Rádi Vám poskytneme katalogy v: němčině, angličtině, francouzštině, španělštině, italštině, polštině, nizozemštině, finštině, portugalštině, švédštině a dánštině.



Profil firmy

Princip testu

Struktura našich testovacích proužků



Princip nal von minden NADAL® rychlotestů je založen na vazbě protilátka-antigen. Vzorek od pacienta je nanesen na sběrnou plochu a působením kapilárních sil putuje proužkem dále. V případě pozitivního vzorku jsou antigeny rozpoznány zlatem konjugovanými protilátkami a jsou navázány. Tento komplex antigen-protilátka-částice zlata poté dosáhne testovací oblasti, na které jsou imobilizovány protilátky proti stejnému antigenu, čímž je umožněno navázání dříve vzniklého komplexu. Tímto se akumulují částice zlata na linii T a v případě

pozitivního nálezu se ukáže červená linie. Pokud vzorek neobsahuje žádné antigeny, putují volné, se zlatem konjugované, protilátky dále přes linii T, aniž by se navázaly. V každém případě však konjugáty zlata dosáhnou kontrolní oblasti, kde jsou navázány protilátkami na membránu. Tímto se akumulují ve všech případech částice zlata na linii C, což vždy vede ke vzniku červené kontrolní linie. V závislosti na zkoumaném parametru se může uspořádání protilátek a antigenů v testovacím proužku lišit, avšak funkční princip zůstává stejný.

Dr. rer. nat. Torsten Winkler
Chief Product Manager - Laboratory Diagnostics
nal von minden GmbH



Infektologie, Pediatrie, Autoimunita

Infektologie patří k interdisciplinárním vědám. Ústředními tématy jsou výzkum a léčba virových, bakteriálních a protozoálních infekcí u lidí. V oblasti infektologie je rychlá a jednoznačná diagnóza rozhodující pro minimalizaci rizika nákazy a zahájení efektivní léčby. Medicína dětí a mladistvých (resp. pediatrie) zahrnuje všechny oblasti klinické medicíny. Pomocné diagnostické prostředky jsou důležité

především v pediatrii, protože děti často nedokáží popsat symptomy dostatečně. Díky rychlotestům je možné vyloučit závažné choroby a nabídnout pacientům optimální léčbu. Těžiště infektologie představují především oblasti závažných onemocnění jako HIV/AIDS, hepatitida a tuberkulóza.



NADAL® Strep A rychlotest

Okamžitá diagnostika při podezření na spálu / streptokoky A

Vzorek:	Výtěr z krku
Výsledek za:	5 minut
Senzitivita:	97,6 % v porovnání s kulturami na krevním agaru
Specifita:	97,5 % v porovnání s kulturami na krevním agaru

Dostupný jako testovací proužek nebo testovací kazeta.

Streptokok A

Rychlotesty k detekci antigenů streptokoků skupiny A

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® Strep A Testovací proužek	Výtěr z krku	221001A	40 kusů
NADAL® Strep A Testovací kazeta	Výtěr z krku	222001A	20 kusů

Astrovirus

Rychlotest k detekci antigenů astrovirů

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® Astrovirus Test Testovací kazeta	Stolice	850003	10 kusů
NADAL® Astrovirus Pozitivní kontrola	-	850002	1 kus

Bence-Jones-Protein

Rychlotest k detekci Bence-Jones-Protein

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® Bence Jones Protein Testovací proužek	Moč	860001	20 kusů

Celiakie

Rychlotesty k detekci celiakie (nesnášenlivost lepku)

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® Celiac Disease tTG Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	790001	10 kusů
NADAL® Celiakie Disease tTG & Gliadine Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	790002	10 kusů

CrP (C-reaktivní protein)

Rychlotesty k detekci CrP (C-reaktivního proteinu)

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® CrP Testovací proužek	Plná krev, sérum, plazma	311003	20 kusů
NADAL® CrP Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	312001	20 kusů

Enterovirus

Rychlotest k detekci antigenů enteroviru

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Enterovirus Testovací kazeta	Stolice	1222001	10 kusů
NADAL® Enterovirus Pozitivní kontrola	-	1222002	1 kus

Hepatitis

Rychlotesty k detekci hepatitidy A, B a C

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® HAV Hepatitida A IgM Testovací kazeta	Sérum, plazma	622000	30 kusů
INFO Anti-HBs Hepatitida B Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	622008	25 kusů
INFO HBsAg Hepatitida B Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	622009	25 kusů
INFO Anti HCV Hepatitida C Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	622012	25 kusů
HCV Hepatitis C Testovací kazeta	Sérum, plazma	622061	25 kusů
HBsAg Hepatitis B Testovací kazeta	Sérum, plazma	622062	25 kusů
NADAL® HEV Hepatitis E IgM Testovací kazeta	Sérum, plazma	622040	30 kusů

HIV (AIDS)

Rychlotest k detekci protilátek proti HIV 1 HIV 2

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
HIV 1/2/0 Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	452020	25 kusů
HIV 1/2 Testovací kazeta (bez CE certifikátu)	Sérum, plazma	452021	25 kusů

Imunoglobulin (IgG)

Rychlotest k detekci imunoglobulinu G (IgG) v moči (akutní selhání ledvin)

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® IgG Testovací kazeta	Moč	2200001	30 kusů



NADAL® Influenza A + B rychlotest

Okamžitá diagnostika při podezření na virus
influenza A (v.a. H1N1 a H5N1) a B

- Vzorek:** Výtěr (nosní, krční, z nosohltanu)
nebo výplach
- Výsledek za:** 10-15 minut
- Senzitivita:** 91,8 % v porovnání s kulturou popř. RT-PCR (subtypy A H3, A H5 a subtyp B)
- Specifita:** 98,9 % v porovnání s kulturou popř. RT-PCR (subtypy A H3, A H5 a subtypy B)

K dispozici jako testovací proužek.

Influenza (virová chřipka)

Rychlotesty k detekci antigenů virových infekcí chřipky (influenza A, influenza B)

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® Influenza A+B Testovací proužek	Výtěr (nosní/krční/z nosohltanu) nebo výplach	241011 241005 241006	5 kusů 10 kusů 25 kusů
NADAL® Influenza A+B Testovací kazeta	Nosní výtěr	242001	10 kusů

Kampylobakter

Rychlotest k detekci kampylobakterií

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Kampylobakter Testovací kazeta	Stolice	1232001	10 kusů
NADAL® Kampylobakter Pozitivní kontrola	-	1232002	1 kus

Listeria

Rychlotest k detekci Listeria monocytogenes

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Listeria Testovací kazeta	Stolice	1252001	10 kusů
NADAL® Listeria Pozitivní kontrola	-	1252002	1 kus

Mononukleóza (EBV)

Rychlotest k detekci protilátek proti viru Epstein-Barrové (EBV)

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® Mononukleóza Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	252001	20 kusů

Norovirus

Rychlotest k detekci antigenu noroviru

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® Norovirus I+II Testovací kazeta	Stolice	920002	10 kusů
Norovirus Genotyp I Pozitivní kontrola	-	920003	1 kus
Norovirus Genotyp II Pozitivní kontrola	-	920004	1 kus

Revmatoidní faktory

Rychlotest k detekci revmatoidních faktorů

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® Revmatoidní faktory Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	600002	30 kusů

Rotavirus a Adenovirus

Rychlotesty k detekci antigenů rotavirů a adenovirů

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® Rota-Adenovirus Testovací kazeta	Stolice	481015	10 kusů
NADAL® Adenovirus Testovací kazeta	Stolice	481016	10 kusů
NADAL® Rotavirus Testovací kazeta	Stolice	481017	10 kusů

RSV (respirační syncytiální virus)

Rychlotesty k detekci antigenu RSV (respirační syncytiální virus)

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® RSV plus Testovací proužek	Výtěr z nosu, sekret, výplach, supernatant kultury	491000	10 kusů
NADAL® RSV Testovací proužek	Nasofaryngeální výplach, aspirát	491003	25 kusů
NADAL® RSV Testovací kazeta	Výtěr z nosu, sekret, Výplach	491005	20 kusů

RSV (respirační syncytiální virus)-Adenovirus

Rychlotest k detekci antigenu RSV a Adenoviru

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® RSV-Adeno Respiratory Test Testovací kazeta	Výtěr z nosu	491009	20 kusů

Salmonella

Rychlotests k detekci antigenu salmonel

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Salmonella Testovací kazeta	Stolice	1242001	10 kusů
NADAL® Salmonella Pozitivní kontrola	-	1242003	1 kus

Salmonella Typhi

Rychlotest k detekci Salmonella Typhi

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Salmonella Typhi Testovací kazeta	Stolice	1242002	10 kusů

Shigella

Rychlotest k detekci Shigella spp.

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Shigella Testovací kazeta	Stolice	1262001	10 kusů
NADAL® Shigella Pozitivní kontrola	-	1262003	1 kus

Shigella Dysenteriae

Rychlotest k detekci Shigella Dysenteriae typ 1

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Shigella Dysenteriae Testovací kazeta	Stolice	1262002	10 kusů

Štítná žláza (TSH)

Rychlotesty k detekci Thyroid Stimulating Hormone (TSH)

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
TSH Test Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	580004	25 kusů

Tetanus

Rychlotest ke stanovení očkovacího statutu tetanu (detekce protilátek proti tetanu)

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® Tetanus Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	542001	25 kusů

Tuberkulóza (TBC)

Rychlotest k detekci protilátek proti tuberkulóze

Produkt	Vzorek	Obj.č.	Velikost balení
NADAL® Tuberkulóza IgG/IgM Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	322003	30 kusů



Tropická medicína a parazitologie

Tropická medicína je obor zabývající se potíráním, prevencí a epidemiologií nemocí, které se vyskytují výhradně nebo převážně v tropickém a subtropickém klimatickém pásmu.

Některá z těchto onemocnění se odsud rozšiřují do celého světa. Parazitologie se zabývá profylaxí, diagnostikou a léčbou parazitních onemocnění. Kromě ektoparazitů sem spadají i infekce způsobené červy a prvoky.



NADAL® Malaria 4 species rychlotest

Okamžitá diagnostika při podezření na nákazu malárií

Vzorek: Plná krev
Výsledek za: 15 minut
Senzitivita: 99,7 % na P. f. v porovnání s mikroskopii
Specifita: 99,5 % na P. f. v porovnání s mikroskopii

Prokázání původců malárie *Plasmodium falciparum*, *Plasmodium vivax*, *Plasmodium ovale* a *Plasmodium malariae* pomocí HRP II a pLDH.

Malárie (detekce antigenu)

Rychlotest k detekci antigenu malárie (Histidin-rich Protein II (HRP II) a *Plasmodium lactate dehydrogenase* (pLDH))

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Malaria 4 species Testovací kazeta	Plná krev	472030	25 kusů
NADAL® Malaria 4 species Testovací kazeta	Plná krev	472032	10 kusů

Malárie (detekce protilátky)

Rychlotest k detekci protilátek proti malárii (IgG, IgM, IgA) Plasmodium falciparum a Plasmodium vivax

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Malaria Antibody Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	472009	25 kusů

CCA (Bilharzia, Schistosoma)

Rychlotest k detekci protilátky proti CCA (Circulating Cathodic Antigen)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® CCA (Bilharzia) Testovací kazeta	Moč	612001	25 kusů

Chagas

Rychlotest k detekci protilátek proti Chagasově chorobě (anti-Trypanosoma cruzi IgG)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Chagas Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	652001	30 kusů

Chikungunya

Rychlotest k detekci protilátek proti Chikungunya (anti-CHIK IgM)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Chikungunya Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	682001	30 kusů

Cholera

Rychlotesty k detekci antigenu cholery (*Vibrio cholera 01 und 0139*)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Cholera Testovací kazeta	Stolice	1010002	20 kusů



NADAL® Dengue rychlotest

Okamžitá diagnostika při podezření na nákazu dengue.

- Vzorek:** Plná krev, sérum, plazma
Výsledek za: 15-20 minut
Senzitivita: 99,7 % ve srovnání s IgM ELISA (primární infekce, IgM-Ab)
 97,67% ve srovnání s IgG ELISA (sekundární infekce, IgG-Ab)
Specifita: 96,55% ve srovnání s Dengue IgM ELISA (primární infekce, IgM-Ab)
 55,56% ve srovnání s Dengue IgG ELISA (sekundární infekce, IgG-Ab)

Dengue

Rychlotest k detekci protilátek proti horečce dengue (IgG- a IgM-Dengue protilátky sérotypů 1, 2, 3 a 4)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Dengue Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	532001	25 kusů

Dengue

Rychlotest k detekci antigenu horčky dengue

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Dengue Ag Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	532002	25 kusů

Dengue

Rychlotest k současné detekci antigenu a protilátek (IgG a IgM) horečky dengue.

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Dengue Ag + IgG/IgM Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	532003	25 kusů

Entamoeba

Rychlotest k detekci antigenu Entamoeba spp.

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Entamoeba Testovací kazeta	Stolice	2090001	10 kusů

Giardia

Rychlotest k detekci Giardia antigenu (cysty *Giardia lamblia*)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Giardia Testovací kazeta	Stolice	521009	10 kusů
NADAL® Giardia-Crypto-Combo Testovací kazeta	Stolice	521010	10 kusů
NADAL® Giardia Pozitivní kontrola	-	521008	1 kus
NADAL® Kryptosporidie Pozitivní kontrola	-	511005	1 kus



NADAL® Filarióza rychlotest

Okamžitá diagnostika při podezření na filariózu (elefantiáza)

Vzorek: Plná krev, sérum, plazma

Výsledek za: 15 minut

Senzitivita: IgM Test: 95,8% v porovnání s klinickým statutem (akutní lymfatická filarióza) IgG Test: 92,3% v porovnání s klinickým statutem (chronická filarióza)

Specifita: IgM Test: 100% v porovnání s klinickým statutem (akutní lymfatická filarióza) IgG Test: 100% v porovnání s klinickým statutem (chronická filarióza)

Filarióza

Rychlotest k detekci protilátek proti filarióze (IgG a IgM anti-lymfatické hlístice (*Wucheria Bancrofti* a *Brugia Malayaia*))

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Filarióza Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	672001	30 kusů

Kryptosporidie

Rychlotesty k detekci antigenu kryptosporidií

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Kryptosporidie Testovací kazeta	Stolice	511006	10 kusů
NADAL® Giardia-Crypto-Combo Testovací kazeta	Stolice	521010	10 kusů
NADAL® Kryptosporidie Pozitivní kontrola	-	511005	1 kus
NADAL® Giardia Pozitivní kontrola	-	521008	1 kus



NADAL® Leishmania rychlotest

Okamžitá diagnostika při podezření na leishmanii.

- Vzorek:** Plná krev, sérum, plazma
Výsledek za: 15 minut
Senzitivita: IgM Test: 91,2% v porovnání s L. donovani IgM EIA
 IgG Test: 92,9% v porovnání s L. donovani IgG EIA
Specifita: IgM Test: 99,5% v porovnání s L. donovani IgM EIA
 IgG Test: 99,0% v porovnání s L. donovani IgG EIA

Leishmania

Rychlotest k detekci protilátek proti leishmanii (IgG & IgM *Leishmania donovani*)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Leishmania Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	662001	30 kusů

Leptospira

Rychlotest k detekci protilátek proti leptospira (IgG & IgM *Leptospira interrogans*)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Leptospira Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	702001	30 kusů

Tyfus

Rychlotest k detekci protilátek proti tyfu (IgG & IgM *Salmonella typhi*)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Tyfus Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	692001	30 kusů



Gynekologie

V rámci gynekologické diagnostiky Vám nabízíme rychlotesty k prokázání rozličných infekcí, jako jsou například chlamydie, syfilis nebo kapavka. Právě v oblasti pohlavně přenosných chorob je rychlá a přesná diagnóza nezbytná pro započítí efektivní léčby a minimalizaci rizika nákazy.

Naše těhotenské testy a ovulační testy slouží jako pomůcka pro plánování rodiny, snadno se používají a poskytují rychlý a jistý výsledek. Testy pro stanovení hodnoty vaginálního pH jsou velmi užitečným prostředkem pro zabránění vaginálním infekcím a tím předčasným porodům.



NADAL® PROM Plodová voda - rychlotest

Okamžitá diagnostika při podezření na zvýšené riziko předčasného porodu prostřednictvím detekce plodové vody (IGFBP-1) ve vaginálním sekretu.

Vzorek: Vaginální sekret
Výsledek za: 10 minut
Senzitivita: > 99% v porovnání s konkurenčním rychlotestem
Specifita: 91% v porovnání s konkurenčním rychlotestem

PROM (premature rupture of membranes)

Rychlotest k detekci plodové vody (IGFBP-1) ve vaginálním sekretu.

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® PROM Test Testovací proužek	Vaginální sekret	431001	20 kusů
		431000	10 kusů
		431003	3 kusy

FSH

Rychlotest k detekci FSH (folikuly stimulující hormon) v moči

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® FSH Testovací kazeta	Moč	172001	10 kusů



NADAL® hCG Těhotenský rychlotest

Rychlotest k prokázání těhotenství

Vzorek:	Moč, sérum
Výsledek za:	3-5 minut (25 mIU/ml) 5-10 minut (10 mIU/ml)
Senzitivita:	> 99,9 % v porovnání s ostatními rychlotesty (moč a sérum)
Specifita:	> 99,9 % v porovnání s ostatními testy (moč a sérum)

NADAL® raný těhotenský rychlotest může prokázat koncentraci již 10 mIU/mL (cca 7-10 dní po početí). NADAL® standardní těhotenský test prokazuje koncentraci od 25 mIU/mL (cca 10-14 dní po početí).

hCG (lidský choriongonadotropin)

Rychlotesty k detekci těhotenského hormonu hCG (lidský choriongonadotropin)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® hCG raný test 10 mIU/ml Testovací proužek	Moč	141000 143003	50 kusů 25 kusů (dóza)
NADAL® hCG raný test 10 mIU/ml Testovací kazeta	Moč	142000	30 kusů
NADAL® hCG raný test 10 mIU/ml Testovací kazeta	Moč, sérum	152000	30 kusů
NADAL® hCG raný test 10 mIU/ml Testovací proužek	Moč, sérum	151003	50 kusů
NADAL® hCG těhotenský test 25 mIU/ml Testovací proužek	Moč	141002 143004	50 kusů 25 kusů (dóza)
NADAL® hCG těhotenský test 25 mIU/ml Testovací kazeta	Moč	142002	30 kusů
NADAL® hCG těhotenský test 25 mIU/ml Testovací proužek	Moč, sérum	151002 153003	50 kusů 25 kusů (dóza)
NADAL® hCG těhotenský test 25 mIU/ml Testovací kazeta	Moč, sérum	152002	30 kusů
NADAL® hCG těhotenský test 20 mIU/ml Testovací kazeta	Plná krev, sérum	152003	30 kusů
NADAL® hCG těhotenský test 20 mIU/ml Midstream kazeta	Moč	144001	10 kusů

hLH (lidský luteinizační hormon)

Rychlotesty k detekci pohlavního hormonu hLH (lidský luteinizační hormon)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® hLH Ovulace 30 mIU/ml Testovací proužek	Moč	165001	50 kusů
NADAL® hLH Ovulace 30 mIU/ml Testovací kazeta	Moč	166001	30 kusů



NADAL® Strep B rychlotest

Okamžitá diagnostika při podezření na infekci streptokoků skupiny B (GBS, *Streptococcus agalactiae*).

Vzorek: Vaginální nebo rektální výtěr
Výsledek za: 10 minut
Senzitivita: 88,8% ve srovnání s LIM+SBM kulturou
Specifita: 97,8% ve srovnání s LIM+SBM kulturou

Strep B

Rychlotest k detekci antigenů streptokoků skupiny B

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Strep B Testovací kazeta	Vaginální nebo rektální výtěr	232001	20 kusů

STD (Sexual Transmitted Diseases)

Rychlotesty k detekci pohlavních chorob

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Syfilis Testovací proužek	Plná krev, sérum, plazma	201001	40 kusů
NADAL® Syfilis Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	202001	20 kusů
NADAL® Kapavka Testovací kazeta	Výtěr z močových cest, vaginální sekret	611003	10 kusů
Chlamydia Test Testovací kazeta	Výtěr	212005	20 kusů
Chlamydia Tampon pro výtěr	-	212003	1 kus
NADAL® Trichomonas vaginalis Testovací kazeta	Vaginální výtěr	840001	20 kusů
NADAL® Candida Albicans Testovací kazeta	Vaginální výtěr	1120001	20 kusů
NADAL® HSV 1 a Herpes-Simplex-Virus Testovací kazeta	Vaginální výtěr	1130001	20 kusů



NADAL® pH-test

Okamžitá diagnostika ke stanovení hodnoty vaginálního pH v rámci těhotenství a intimní péče.

Vzorek: Vaginální sekret

Výsledek za: 10 vteřin

Senzitivita: pH 4,0 – 7,0

Vaginální pH

Rychlotest ke stanovení hodnoty vaginálního pH

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® pH-test Vaginální aplikátor	Vaginální sekret	194002	50 kusů

Zůstaňte zdravá během těhotenství s pH-Control®

U cca 15 – 20 % všech těhotných je diagnostikována bakteriální vaginóza (BV).

Tím stoupá riziko

- předčasného porodu,
- chorioamnionitidy (zánět plodových obalů),
- předčasného protržení membrány,
- horečky během porodu,
- *Endometritis post partum* (zánět endometria po porodu),
- bakteriální infekce plodu.

Pomocí pravidelného samoměření hodnoty vaginálního pH mohou těhotné ženy snížit riziko infekce. Měření vaginálního pH je pevnou součástí programu zamezení předčasným porodům. Prof. E. Salinga.



Onkologie

Odhaduje se, že více než jeden ze tří lidí onemocní za život nějakou formou rakoviny. Včasné rozpoznání onemocnění je proto rozhodující! Naše imunologické in-vitro rychlotesty Vám poslouží jako rychlá, spolehlivá a cenově výhodná po-

moc při diagnóze nejobvyklejších onemocnění rakovinou, jako např. rakovina močového měchýře, střeva nebo prostaty.



NADAL® BCA/HB rychlotest na rakovinu močového měchýře

Okamžitá diagnostika při podezření na rakovinu močového měchýře.

Vzorek: Moč

Výsledek za: 9 minut

Senzitivita: 97,1% v porovnání s biopsií (klinická senzitivita G3, BCA a HB)

Specifita: 89,5 % v porovnání s biopsií (skupina pacientů s dříve diagnostikovanou rakovinou moč. měchýře)

Tento test detekuje zároveň antigen nádoru moč. měchýře (hcFHRp) a hemoglobin.

BCA/HB (Bladder Cancer Antigen/Hemoglobin)

Rychlotest k detekci antigenu nádoru močového měchýře (hcFHrp) a hemoglobinu (HB)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® BCA/HB vč. testování na hemoglobin Testovací kazeta	Moč	562003	10 kusů

AFP (alfa-fetoprotein)

Rychlotest k detekci antigenu AFP

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® AFP Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	712001	30 kusů

CEA (karcinoembryonální antigen)

Rychlotest k detekci antigenu CEA

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® CEA Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	722003	30 kusů

Hb/Hp (hemoglobin/haptoglobin) rakovina střeva

Imunologické testy prováděné ze stolice k detekci hemoglobin/haptoglobin komplexu

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Hb/Hp Complex Testovací kazeta	Stolice	272011	25 kusů
NADAL® Hb/Hp Testovací kazeta	Stolice	272015	25 kusů
NADAL® Hb/Hp Extrakční trubička	-	272030	1 kus

H.Pylori (Helicobacter pylori)

Rychlotest k detekci antigenu/protilátky *H.pylori*

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® H.Pylori Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	262001	20 kusů
NADAL® H.Pylori Testovací kazeta	Stolice	262002	20 kusů

FOB (Fecal occult blood) / rakovina střeva

Imunologické rychlotesty k detekci okultní krve ve stolici

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® FOB 40ng Testovací kazeta	Stolice	272001	20 kusů
NADAL® FOB II Testovací kazeta s příslušenstvím	Stolice	272040	20 kusů
NADAL® FOB 75ng Testovací kazeta	Stolice	272042	20 kusů
NADAL® FOB 75ng II Testovací kazeta s příslušenstvím	Stolice	272043	20 kusů
NADAL® FOB Papírek na odběr stolice	-	272004	20 kusů
NADAL® FOB Extrakční trubička	-	272007	1 kus

Přehled obsahu balení našich FOB testů:

NADAL FOB Test

Obsah balení:

- 20 jednotlivě balených testovacích kazet
- 20 trubiček pro odběr vzorku: každá obsahuje 2 ml 0,1 M PBS s BSA a 0,02% azidu sodného
- 20 návodů k odebrání vzorku stolice pro pacienty
- 1 návod k použití

Obj. č.: 272001



NADAL FOB II Test

Obsah balení:

- 20 jednotlivě balených testovacích kazet
- 20 trubiček pro odběr vzorku: každá obsahuje 2 ml 0,1 M PBS s BSA a 0,02% azidu sodného.
- 20 sítěk pro odběr vzorku
- 20 setů pro pacienty s informacemi k odebrání vzorku
- 20 informačních letáků pro pacienty
- 1 návod k použití

Obj. č.: 272040



Kalprotektin

Rychlotest k detekci kalprotektinu

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Kalprotektin Testovací kazeta	Stolice	1212001	10 kusů
NADAL® Kalprotektin Pozitivní kontrola	-	1212003	1 kus

Kalprotektin + Laktoferin

Rychlotest k detekci laktoferinu a kalprotektinu

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Kalprotektin+Laktoferin Testovací kazeta	Stolice	1212002	10 kusů

Laktoferrin


Rychlotest k detekci laktoferinu

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Lactoferrin Testovací kazeta	Stolice	1200001	10 kusů
NADAL® Lactoferrin Pozitivní kontrola	-	1200002	1 kus

PSA (specifický antigen prostaty)

Rychlotest k detekci specifického antigenu prostaty

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
PSA Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	602002	20 kusů
PSA Testovací kazeta	Sérum, plazma	602004	25 kusů



Kardiologie

Akutní a chronická onemocnění srdce a krevního oběhu jsou jedním z nejčastějších důvodů úmrtí – nejčastěji se jedná o infarkt myokardu. U tohoto onemocnění je včasné rozpoznání problému klíčové pro stanovení prognózy. Šest

hodin po prodělání infarktu jsou škody na srdečním svalu již nenapravitelné. Tato skutečnost zdůrazňuje význam včasné a přesné diagnózy. Při včasné léčbě může být v mnoha případech zamezeno fatálním důsledkům.



NADAL® Troponin I rychlotest

Okamžitá diagnostika při podezření na infarkt

Vzorek: Plná krev, sérum, plazma

Výsledek za: 15 minut

Cut-Off: 1,0 ng/ml

Troponin I

Rychlotest k detekci troponin I antigenu

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Troponin I Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	282001	20 kusů
		282000	10 kusů
		282015	5 kusů

Cardiac Combo

Rychlotest k detekci antigenů troponin I, CK-MB, myoglobinu

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Trop I, CK-MB, Myoglobin Combi testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	282003	5 kusů

CK-MB (kreatinkináza, myokard)

Rychlotest k detekci antigenu CK-MB

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® CK-MB Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	302001	5 kusů

CrP high sensitive

Rychlotest k detekci antigenu C-reaktivního proteinu

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® high sensitive CrP Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	312002	20 kusů



NADAL® D-Dimer rychlotest

Okamžitá diagnostika k vyloučení embolie, resp. trombózy

Vzorek: Plná krev, plazma

Výsledek za: 10 minut

Cut-off: 500 ng/ml

Detekce D-dimerů, odštěpného produktu fibrinu, pomáhá při diagnóze diseminované intravaskulární koagulopatie (DIC), hluboké žilní trombózy a plicních embolií.

D-Dimer

Rychlotest k detekci D-dimer antigenu


Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® D-Dimer Testovací kazeta	Plná krev, plazma	351006	5 kusů
NADAL® D-Dimer Testovací kazeta	Plná krev, plazma	351007	10 kusů

h-FABP

Rychlotest k detekci h-FABP komplexu

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® h-FABP Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	900001	10 kusů

Průběh důležitých srdečních markerů při infarktu.



Dojde-li k poškození srdce, během 4 – 6 hodin po nástupu bolesti se uvolní troponin I do krve. Uvolňování kardiálního TnI je podobné uvolňování CK-MB, ale zatímco se CK-MB vrátí během 72 hodin na normální úroveň, troponin I zůstává 6 – 10 dní zvýšený a poskytuje tak dlouhý interval pro prokázání poškození srdce.

ROCHE Reflotron®

Systémy Reflotron® od firmy Roche jsou spolehlivé, uživatelsky příjemné a kompaktní, analytické přístroje. Umožňují kvantitativní stanovení nejrůznějších parametrů z oblasti klinické chemie, a to přímo z lidské plně krve, plazmy nebo séra.

K dispozici je 17 klinicko-chemických parametrů. Systém pomáhá odkrýt ty nejdůležitější indikační oblasti při prvotní léčbě zdravotních problémů jako např. diabetes, poruchy metabolismu tuků, onemocnění ledvin, infarkt myokardu, anémie, poruchy funkce jater, pankreatitida, dna a onemocnění kostí.

ROCHE Reflotron®

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
ROCHE Reflotron® alkalická fosfatáza	Sérum, heparinizovaná krev, heparinizovaná plazma	373001	30 kusů
ROCHE Reflotron® amyláza	Sérum, heparinizovaná krev, heparinizovaná	373002	15 kusů
ROCHE Reflotron® pankreatická amyláza	Sérum heparinová-krev heparinová plazma	373003	15 kusů
ROCHE Reflotron® bilirubin	Sérum, heparinizovaná krev, krev s EDTA, heparinizovaná plazma, plazma s EDTA	373004	30 kusů
ROCHE Reflotron® cholesterol	Sérum, heparinizovaná krev, krev s EDTA, heparinizovaná plazma, plazma s EDTA	373005	30 kusů
ROCHE Reflotron® HDL cholesterol	Plazma s EDTA	373006	30 kusů
ROCHE Reflotron® CK (kreatinkináza)	Sérum, heparinizovaná krev, heparinizovaná plazma	373007	15 kusů
ROCHE Reflotron® kreatinin	Sérum, heparinizovaná krev, krev s EDTA, heparinizovaná plazma, plazma s EDTA	373008	30 kusů
ROCHE Reflotron® GGT	Sérum, heparinizovaná krev, krev s EDTA, heparinizovaná plazma, plazma s EDTA	373009	30 kusů
ROCHE Reflotron® GOT	Sérum, heparinizovaná krev, heparinizovaná plazma	373010	30 kusů
ROCHE Reflotron® GPT	Sérum, heparinizovaná krev, heparinizovaná plazma	373011	30 kusů
ROCHE Reflotron® glukóza	Sérum, heparinizovaná krev, krev s EDTA, heparinizovaná plazma, plazma s EDTA	373012	30 kusů
ROCHE Reflotron® hemoglobin	Heparinizovaná krev, krev s EDTA	373013	30 kusů
ROCHE Reflotron® K+ (draslík)	Sérum, heparinizovaná plazma	373014	30 kusů
ROCHE Reflotron® triglyceridy	Sérum, heparinizovaná krev, krev s EDTA, heparinizovaná plazma, plazma s EDTA	373015	30 kusů
ROCHE Reflotron® močovina	Sérum, heparinizovaná krev, krev s EDTA, heparinizovaná plazma, plazma s EDTA	373016	15 kusů
ROCHE Reflotron® kyselina močová	Sérum, heparinizovaná krev, heparinizovaná plazma	373017	30 kusů
ROCHE Reflotron® Clean + Check (15 kontrolních proužků & 16 čistících ubrousků)	-	373030	1 kit (15 + 16)



Urologie

Testovací proužky pro analýzu moči jsou dnes moderním nástrojem medicíny, který je velmi snadno použitelný. S minimální pracovní náročností jsou schopny poskytnout výpověď o stavu moči pacienta a o patologických změnách v organismu. Díky jejich použití je možné stanovit diagnózu a začít efektivní léčbu nejrůznějších onemocnění.



Ratisbonne 10 M Testovací proužky

Okamžitá analýza moči

Parametr: Bilirubin, krev, glukóza, ketony, leukocyty, nitrit, hodnota pH, proteiny, specifická hmotnost, urobilinogen

Možno vyhodnotit manuálně nebo pomocí přístroje.

Reactif - proužky pro analýzu moči

Rychlotesty v dóze pro analýzu moči

Produkt	Parametr												Obj. č.	Velikost balení	
Reactif G test. proužky						G								41010-L	100 kusů
Reactif GP test. proužky						G						P		41020-L	100 kusů
Reactif 2 test. proužky				Cr				Ma						41021-M	50 kusů
Reactif 2B test. proužky					G	C								41022-L	100 kusů
Reactif 3 test. proužky					G					pH	P			41030-L	100 kusů
Reactif 4 test. proužky			K		G					pH	P			41040-L	100 kusů
Reactif 5B test. proužky			K		G	C				pH	P			41050-L	100 kusů
Reactif 8SG test. proužky			K		G	C	L		N	pH	P	S		41080-L	100 kusů
Reactif 10 SL test. proužky		B	K		G	C	L		N	pH	P	S	U	41101-L	100 kusů
Reactif 11 M test. proužky	A	B	K		G	C	L		N	pH	P	S	U	41110-L	100 kusů
														41110-S	25 kusů
Reactif 13 M test. proužky	A	B	K	Cr	G	C	L	Ma	N	pH	P	S	U	41130-S	25 kusů
Reactif Control Level 1 & Level2 (Pozitivní a negativní kontrola)	-	B	K	Cr	G	C	L	Ma	N	pH	P	S	U	41008	Kit

A = kyselina askorbová, B = bilirubin, K = krev, Cr = kreatinin, G = glukóza, C = ketony, L = leukocyty, Ma = mikroalbumin, N = dusitany, pH = hodnota pH, P = proteiny, S = specifická hmotnost, U = urobilinogen

Reactif reader proužkových testů

Automatizovaná analýza moči pro Reactif testovací proužky série 41

Produkt		Obj. č.	Velikost balení
Reactif U100 analyzátor	Výkon: max. 120 ks/h	41000	1 kus
Reactif U500 analyzátor	Výkon: max. 500 ks/h	41001	1 kus

Mikroalbumin testovací proužky

Rychlotesty k detekci mikroalbuminu v moči

Produkt	Vzorek	Rozsah	Výsledek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Mikroalbumin Testovací proužek	Moč	20 mg/l	kvalitativní	331001	50 kusů
NADAL® Microalbumin Testovací proužek	Moč	0-100 mg/l	semi- kvantitativní	331004	50 kusů
Roche Micral Test II Testovací proužek	Moč	0-100 mg/l	semi- kvantitativní	333003	30 kusů (dóza)

Testovací proužky Roche Combur-Test®, Siemens Multistix® a Ratisbonne

Testovací proužky v dóze pro analýzu moči

Produkt	Parametr												Obj. č.	Velikost balení
Roche cobas® Combur9 Test®	B	K	G	C	L	N	ph	P				U	37090-M	50 kusů
Roche cobas® Combur9 Test®	B	K	G	C	L	N	pH	P				U	37090-L	100 kusů
Roche cobas® Combur10 M Test®	B	K	G	C	L	N	pH	P	S	U			37100-A	100 kusů
Siemens Multistix® 8 SG		K	G	C	L	N	pH	P	S				40080-L	100 kusů
Siemens Multistix® 10 SG	B	K	G	C	L	N	pH	P	S	U			40100-L	100 kusů
Ratisbonne 10 M	B	K	G	C	L	N	pH	P	S	U			42100-A	100 kusů
Ratisbonne U100 analyzátor													42000	1 kus

B = bilirubin, K = krev, G = glukóza, C = ketony, L = leukocyty, N = dusitany, pH = hodnota pH, P = proteiny, S = specifická hmotnost, U = urobilinogen



Bakteriologie

V bakteriologii se tradičně používá název „bakterie“ pro všechny mikroskopické, převážně jednobuněčné, organismy, které nemají pravé buněčné jádro a jsou označovány jako prokaryota.



NADAL® Legionella antigen test z moči

Okamžitá diagnostika při podezření na infekci *Legionella pneumophila*

Vzorek: Moč
Výsledek za: 15 minut
Senzitivita: 99 % v porovnání s ostatními rychlotesty
Specifita: 99 % v porovnání s ostatními rychlotesty

Legionella

Rychlotesty k detekci antigenu *Legionella pneumophila*

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Legionella Urin Antigen Testovací kazeta	Moč	552010	10 kusů

Borelióza

Rychlotest k detekci IgG a IgM protilátek proti boreliím (*Borrelia burgdorferi*, *B. afzelli* a *B. garinii*)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Lymská borelióza Testovací kazeta	Plná krev, sérum, plazma	870001	10 kusů

Rychlotest k detekci borélií (*B. garinii*, *B. afzelli* und *B. burgdorferi sensu stricto*) přímo z klíštěte

Product	Sample	Product Code	Tests / Pack
NADAL® Borelióza test klíštěte Testovací kazeta	Klíště	870002	5 kusů

Clostridium difficile

Rychlotest k detekci antigenu *Clostridium difficile* toxinů A a B, a Glutamat Dehydrogenase (GDH)

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Clostridium Difficile Toxins A&B Testovací kazeta	Stolice	582008	10 kusů
NADAL® Clostridium Difficile GDH Testovací kazeta	Stolice	582004	10 kusů

Clostridium Perfringens

Rychlotest k detekci antigenu *Clostridium Perfringens*

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Clostridium Perfringens Testovací kazeta	Stolice	582009	10 kusů

E. coli O157

Rychlotest k detekci antigenu *Escherichia coli O157*

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® E.coli O157 Testovací kazeta	Stolice	501006	10 kusů
Difco™ EC Medium Dehydrated, 500 g	-	501010	1 balení
Difco™ Novobiocin Antimicrobial Supplement 6 x 10 ml	-	501011	1 balení
NADAL® E.coli O157 Pozitivní kontrola	-	501005	1 kus

EHEC Verotoxin 1&2

Rychlotest k detekci verotoxinů 1 & 2 enterohemoragické E. coli

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® EHEC Verotoxin 1-2 Testovací kazeta	Stolice	501012	10 kusů

Kampylobakter

Rychlotest k detekci kampylobakterií

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Kampylobakter Testovací kazeta	Stolice	1232001	10 kusů
NADAL® Kampylobakter Pozitivní kontrola	-	1232002	1 kus

Listeria

Rychlotest k detekci Listeria monocytogenes

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Listeria Testovací kazeta	Stolice	1252001	10 kusů
NADAL® Listeria Pozitivní kontrola	-	1252002	1 kus

Salmonella

Rychlotests k detekci antigenu salmonel

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Salmonella Testovací kazeta	Stolice	1242001	10 kusů
NADAL® Salmonella Pozitivní kontrola	-	1242003	1 kus

Salmonella Typhi

Rychlotest k detekci Salmonella Typhi

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Salmonella Typhi Testovací kazeta	Stolice	1242002	10 kusů

Shigella

Rychlotest k detekci Shigella spp.

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Shigella Testovací kazeta	Stolice	1262001	10 kusů
NADAL® Shigella Pozitivní kontrola	-	1262003	1 kus

Shigella Dysenteriae

Rychlotest k detekci Shigella Dysenteriae typ 1

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Shigella Dysenteriae Testovací kazeta	Stolice	1262002	10 kusů

Streptococcus Pneumoniae

Rychlotest k detekci antigenu Streptococcus pneumoniae

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® Streptococcus Pneumoniae Testovací kazeta	Moč	572004	10 kusů



Určování kompatibility krevní skupiny

V rámci operativních zákroků je nutné rychlé, snadné a spolehlivé určení kompatibility krevní skupiny. Naše „bedside“ karty pro rychlé určení krevní skupiny mají 4, resp. 6 prohlubní a jsou oddělené ve středu, čímž je umožněno oddělené testování pacienta a konzervy. Prohlubně slouží jako reakční komory a jsou překryté transparentní fólií.

Nachází se v nich po 70 µl antiséra (modrá = monoklonální anti-A-sérum (BIRMA-1), žlutá = monoklonální anti-B-sérum (LB-2), bez barvy = monoklonální anti-D-sérum (RUM-1)). Dokumentace je velmi jednoduchá: etiketa na kartě je propisovatelná, jednoduše sloupnete z karty a nalepte např. na transfuzní protokol.



A/B/O-trol® forte Bedside testovací karty

Okamžitá diagnostika k určení kompatibility krevní skupiny

Vzorek: krev s antikoagulanty, nativní krev, erytrocytární koncentrát

Výsledek za: 10 vteřin

Dostupné jako dvojitá testovací karta pro A/B/0 a A/B/0+D.

Určování kompatibility krevní skupiny

Rychlotesty k detekci A/B/O resp. A/B/O+D kompatibility

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
A/B/O-trol® forte II Testovací karta pro A/B/O	Krev s antikoagulanty, nativní krev, erytrocytární koncentrát	820001	50 karet
A/B/O-trol® forte plus Testovací karta pro A/B/O+D	Krev s antikoagulanty, nativní krev, erytrocytární koncentrát	820002	30 karet
NADAL® Lancets	–	341008	5 Lancets

Provedení testu



Obsah balení
50 dělitelných karet A/B/O
(= 100 testů) resp.
30 dělitelných karet
A/B/O+D (= 60 testů)



K testování je třeba
Dělitelná testovací karta
a běžně dostupná injekční
stříkačka na vzorek krve.



Provedení testu
Stříkačkou napíchněte
komoru a vstříkněte malou
kapku krve.



Odečtení výsledku testu
Na příkladu: vlevo pozitivní
na Anti-A (viditelná aglu-
tinace) a vpravo negativní
na Anti-B (aglutinace není
viditelná).



Latexová aglutinace

Osvědčená diagnostika prostřednictvím latexové aglutinace Vám nabízí rychlé výsledky za výhodné ceny. Naše nabídka pokrývá široké spektrum detekovaných parametrů, např. test na *Staphylococcus aureus* nebo na streptokoky skupin A,B,C,D,F a G.

Další produkty Vám nabízíme z následujících oblastí:

- ✓ Gastroenterologie
- ✓ Autoimunita/revma
- ✓ Syfilis
- ✓ Infekce/záněty
- ✓ Srdce/krevní oběh



Latexové aglutinace

Produkt	Vzorek	Obj. č.	Velikost balení
NADAL® ASO Latex rychlotest Detekuje Anti-Streptolysin-O	Sérum	795002 795003	50 kusů 100 kusů
NADAL® CRP Latex rychlotest Detekce C-reaktivního proteinu	Sérum	795005 795006	50 kusů 100 kusů
NADAL® RF Latex rychlotest Detekce revmatoidních faktorů	Sérum	795008 795009	50 kusů 100 kusů
NADAL® RPR Latex rychlotest Detekce <i>T. pallidum</i> (syfilis)	Sérum	795010 795011	150 kusů 500 kusů
NADAL® VDRL aglutinační test Detekce VDRL antigenu	Sérum	795015 795016	250 kusů 1500 kusů
NADAL® Waaler Rose Latex rychlotest Detekce revmatoidních faktorů	Sérum	795017 795018	50 kusů 100 kusů
NADAL® IM Latex rychlotest Detekce heterofilních protilátek proti viru Eppstein-Barrové (původce I.M.)	Sérum	795024	50 kusů
NADAL® TPHA Microplate Hemaglutinační test	Sérum	795027 795028	100 kusů 200 kusů
NADAL® Rose Bengale Latex rychlotest Detekce Brucella protilátek	Lidské a zvířecí sérum	795030	100 kusů
MRSA Screen Detekce MRSA	<i>S.aureus</i> kolonie na agaru	495001	50 kusů

Poznámky:

Objednání a kontakty

Náš tým je Vám k dispozici na těchto telefonních číslech:

Telefonická objednávka



800 143 685 (z pevné linky)
(Bezplatné telefonní číslo
pro Českou republiku)

Bezplatný fax



800 143 686
(Bezplatné faxové číslo)

Internetový obchod

Objednejte si zboží online na:
www.nal-vonminden.cz
nebo prostřednictvím E-mailu:
czech@nal-vonminden.cz

Následně Vám bude zboží doručeno poštou
společně s fakturou.



www.nal-vonminden.cz



czech@nal-vonminden.cz

Poznejte naši rozsáhlou nabídku!

Veškeré produkty a novinky na:

www.nal-vonminden.cz



nal von minden GmbH

Carl-Zeiss-Strasse 12
47445 Moers
Německo

Friedenstrasse 32
93053 Regensburg
Německo

Bezplatný tel.: 800 143 685
Bezplatný fax: 800 143 686
Tel.: +49 941 29010 - 37

info@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com

Jednatelé:
Sandra von Minden
Roland Meißner
Thomas Zander

Rejstříkový soud Klevé
HRB 5679
DIČ: DE 189 016 086
DIČ: CZ 682 803 570

Banka: Raiffeisenbank Plzeň
Č.Ú. 5651666001/5500

Rychlotesty

Laboratorní produkty

Laboratorní služby

Servis & poradenství