



PRODUKTOVÁ SPECIFIKACE Terragene Assured

Lepicí páska s indikátorem sterilizace/FORM Typ 1

Lepicí páska s indikátorem sterilizace - FORM

Lepicí páska slouží k fixaci sterilizačních archů z krepu nebo SMS materiálu

Objednávací číslo: CT50

Charakteristika výrobku

Role samolepicí pásky potištěná indikátorovým inkoustem pro formaldehydovou sterilizaci.

Počáteční barva: hnědo/červená. Finální barva: zelená

Indikátor Typ 1, použitelný pro teplotu 15 min., 70 °C, 1,0 mol/l FORM

Fyzikální vlastnosti

Páska má speciálně upravený povrch, který umožňuje snadný popis.

Silná přilnavost k materiálům vhodným pro formaldehydovou sterilizaci.

Rozměry: 50 m x 18 mm

Skladování

10-30 °C, vlhkost 30-80 %.

Doba použitelnosti

Doba expirace 5 let

Balení: 1 ks

Klasifikace dle standardů

ISO 11140-1

Lepicí páska s indikátorem sterilizace - (FORM)

TERRAGENE Ruta Nacional N°9 km 280, (CP2130), Parque Industrial Micropi Alvear, Santa Fe, Argentina

Cena na vyžádání.



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.cz

SR: www.jk-trading.sk