


steriGLIN®



Plastové plomby Stericlin® se skládají z polypropylenu odolného proti sterilizaci a jsou k dispozici v různých barvách. Všechny běžné systémy nádob s uzavíracími oky lze bezpečně utěsnit v jednoduchých krocích.

Stericlin® SoloSeals jsou ideální pro nádoby Aesculap

Stericlin® DuoSeals se doporučují pro nádoby Wagner a Aesculap

Stericlin® MultiSeals pro různé jiné kontejnery.

Speciální konstrukce všech verzí plastových plomb Stericlin® s velkým úhlem otevření usnadňuje jednoduché nasazení na nádobu a zajištění zaháknutím. Délka šípku je 27 mm. Balení po 1000 ks.

Nádobu lze otevřít pouze porušením těsnění. Tím je zajištěno, že s kontejnerem na sterilní zboží nebylo při příchodu na místo použití manipulováno. Plastové plomby Stericlin® se otvírají ohnutím v definovaném místě zlomu a jemným otočením desky s rukojetí. Plastovou plombu Stericlin® lze poté bez námahy porušit.

V nabídce jsou různé barevné varianty plomb podle typu kontejnerů.

Plomby lze také volit ve variantách s indikátorem sterilizace nebo bez.

V nabídce jsou také varianty plomb pro speciální použití a dokumentačního pole pro záznam.

Zboží je s dostupností do 3 týdnů pro první objednávku.

Pro aktuální nabídku včetně cen nás kontaktujte.



Objednávky vyřizuje:
JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: paha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte:
Bc. Kováč 777 929 624
Ing. Kryl: 777 929 604
Ing. Žůrová: 777 929 623
www.jktrading.cz