



Rychlý kvalitativní test na detekci antigenu *Clostridium difficile* toxinů A a B a GDH (glutamátdehydrogenázy) v lidské stolici.

Kat. č.	Název testu	Balení	Cena/test bez DPH	Cena/test s DPH	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH
582004	NADAL®C.difficile GDH Ag	10 ks				
582008	NADAL®C.difficile Toxin A/B	10 ks				
582022N-10	NADAL®C.difficile Toxin A/B +GDH	10 ks				

Cena na vyžádání.

C. difficile může uvolnit **dva toxiny s vysokou molekulární hmotností: toxin A a toxin B**, které jsou zodpovědné za klinické příznaky od lehkého, vodnatého průjmu až po fulminantní pseudomembranózní kolitidu, toxický megakolon a smrt.

Glutamátdehydrogenáza *Clostridium difficile* (*C. difficile* GDH) je enzym produkovaný ve velkém množství všemi toxikogenními kmeny, a je proto vynikajícím biomarkerem.

Obsah soupravy

- 10 NADAL® C. difficile Toxin A/B+GDH testovacích kazet (vč.jednorázových pipet pro vzorky tekuté stolice)
- 10 zkumavek pro odběr vzorku obsahujících pufr
- 1 návod k použití

Další potřebný materiál


- Nádoba na odběr vzorku
- Jednorázové rukavice
- Stopky



10 min

Jednoduchý postup

Charakteristiky testů (příklad pro test NADAL®C.difficile Toxin A/B +GDH)



	NADAL®C.difficile Toxin A/B +GDH	NADAL®C.difficile Toxin A/B +GDH Toxin A	NADAL®C.difficile Toxin A/B +GDH Toxin B
Relativní senzitivita	95,1%	94,3%	91,8 %
Relativní specifita	95,5%	97,2%	96,6 %
Celková shoda	95,3%	96,0%	94,7 %

Interval spolehlivosti : 95%

Nabídka platná od 1.4.2022



Objednávky vyřizuje:

JK-Trading s.r.o.
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Více informací:

Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
Ing. Ernestová: 777 477 308
Morava – Ing. Žurová: 777 929 623